

MW32



NEW

# Simulador de RCPN

## Maniquí que facilita el entrenamiento de Reanimación Cardio-Pulmonar del Neonato



### CARACTERÍSTICAS

- 1 Entrenamiento del manejo de las vías aéreas con ventilación bilateral/unilateral observable
- 2 Cordón umbilical suave y realista que permite la colocación de línea venosa y arterial, y recolección de muestras sanguíneas
- 3 Colocación de la sonda de alimentación verificable por la aspiración del líquido gástrico
- 4 Compresiones torácicas

### TECNICAS

#### Cuidados básicos neonatales

- | Cambiar la posición del cuerpo
- | Higiene
- | Palpación de la fontanela anterior
- | Cateterización umbilical
- | Cuidado del cordón umbilical
- | Alimentación por sonda (nasal y oral) y aspiración del líquido gástrico
- | Pinzamiento, amarre y corte del cordón umbilical
- | Succión (nasal y oral)

#### Simulación de Emergencia

- | Compresiones torácicas
- | Intubación endotraqueal
- | Ventilación de BVM

\*Este producto no está diseñado para ser bañado.

### ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 50cm / 19.6 plgds. Peso: 2kg / 4.4 lbs.

### CONTENIDO DEL JUEGO

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | maniquí de neonato    |
| 1 | lubricante            |
| 1 | manual de instrucción |

### ANATOMIA

- | costillas
- | bronquios
- | pulmones
- | estómago
- | esófago
- | cordón umbilical

### DESCRIPCIÓN

#### MATERIALES


- Resina blanda
- Libre de látex

#### REPUESTOS

- 11400-010 1 máscara para MW21, MW32
- 11400-020 1 piel torácica para MW21, MW32
- 11400-030 4 cordones umbilicales para MW21, MW32
- 11229-050 1 lubricante



Palpación de la fontanela anterior



Cuidado del cordón umbilical (una vena y dos arterias)  
Cateterización umbilical y muestreo de sangre



Alimentación por sonda (nasal y oral)  
(confirmación de colocación del tubo con sonidos de brubjeo)



Succión de las vías aéreas (nasal y oral)



Compresiones torácicas



Intubación endotraqueal  
(Confirmación de la ventilación unilateral/bilateral)



Ventilación de BVM  
(levantamiento del pecho)

#### INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

- Tubo de alimentación: 5fr.
- Catéter de succión: 5fr.
- Tubo endotraqueal: 3.0mm ID
- Catéter umbilical: 5fr., 30cm
- Laringoscopio: #0
- BVM: neonatal

\*Los instrumentos no están incluidos.

