

MW21B



NEW

Simulador de RCPN Plus II



Inserción del catéter intervenoso
(La localización de la vena por transiluminación es posible)

Funciones de PICC e Inserción de CIV añadidas al Simulador RCPN estándar

CARACTERÍSTICAS

- 1 Transiluminación de la mano y pie derechos para inserción de CIV
- 2 Venas accesibles en la mano y pie derechos para inserción del catéter

TECNICAS

En adición al Simulador RCPN, el Simulador RCPN Plus incluye: acceso IV con guía de transiluminación.

Venas accesibles:

- vena basilíca del brazo derecho
- vena safena de la pierna derecha
- vena dorsal de la mano derecha
- vena poplítea de la pierna derecha

*Este producto no está diseñado para ser bañado.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 50cm/ 19.6 plgds. Peso: 2kg / 4.4 lbs

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 maniquí de neonato
- 1 lubricante
- 1 manual de instrucción

DESCRIPCIÓN

REPUESTOS

- 11400-010 máscara
- 11400-020 piel torácica
- 11400-030 cordón umbilical
- 11400-040 1 piel del brazo derecho
- 11400-050 1 piel de la pierna derecha
- 11400-080 1 abdomen
- 11400-310 4 tubos venosos para el brazo derecho
- 11400-320 4 tubos venosos para la pierna derecha
- 11388-400 10 palillos de sangre simulada (tipo hisopo)
- 11229-050 lubricante

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

- Tubo de alimentación: 5 fr.
- Catéter de succión: 5 fr.
- Tubo endotraqueal: 3.0mm ID
- Catéter venoso periférico: 28G x 30 cm
- Catéter umbilical: 5fr., 30cm
- Laringoscopio: #0
- BVM: neonatal

* Los instrumentos no están incluidos.

MW33



NEW

Simulador de Infante EBPN

Gestación de 26-29 semanas



El modelo de infante de Extremadamente Bajo Peso al Nacer ofrece la oportunidad de practicar las técnicas fundamentales de UCIN

CARACTERÍSTICAS

- 1 Infante masculino de gestación de 26-29 semanas con peso de 900g
- 2 Entrenamiento de reanimación incluyendo compresiones torácicas e intubación endotraqueal
- 3 Suavidad y delicadeza como un neonato real
- 4 Cabeza y cuello articulados

TECNICAS

- Cambiar la posición del cuerpo, cuidados higiénicos en la incubadora
- Evaluación y medición de todo el cuerpo
- Colocación del tubo orogástrico y nasogástrico
- Inserción de catéter urinario
- Ventilación de Bolsa-Válvula-Mascarilla
- Compresiones torácicas
- Intubación endotraqueal
- CPAP nasal

ANATOMIA

- bronquios
- esófago
- estómago
- cabeza y cuello articulados

*Este producto no está diseñado para ser bañado.

DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 35cm / 13.7 plgds.
Circunferencia de cabeza: 28cm / 11 plgds.

Peso: 0.9kg / 2 lbs

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

REPUESTOS

- 11413-010 1 máscara para MW33
- 11229-050 1 lubricante

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

- Tubo de alimentación: 3fr.
- Catéter de succión: 3fr.
- Tubo endotraqueal: 2.0-2.5 mm ID
- Laringoscopio: #00
- Catéter urinario: 6fr.
- BVM: neonatal (pequeña)

* Los instrumentos no están incluidos.