

妊婦腹部触診シミュレータ

触診/聴診/計測等の妊婦健診における基本的な腹部触診技術を1台でトレーニングできます



型番
MW34

コード No.
11414-000

FEATURES

- | 01 生体に近い腹部の触診感覚を再現した素材を使用しています
- | 02 骨盤と胎児の位置 / 形状を正確に再現し、子宮内胎児の様々な胎位 / 胎向を設定できます
- | 03 39 週～ 40 週の妊婦を想定し設計されています

SKILLS

- ・触診：レオポルド触診法/ザイツ法
- ・計測：腹囲/子宮底/骨盤外
- ・聴診：胎児心音
- ・ドプラ音聴取

注：超音波ドプラ聴診装置は使用できません。ドプラ音は外部スピーカから出力してください。

CASES/PATHOLOGIES/ORGANS

- 触診ランドマーク：胎児 / 子宮底 / 恥骨上縁結合部
- 計測ランドマーク：恥骨上縁結合部 / 臍 / 剣状突起 / 腸骨稜 / 大転子
- 聴診症例：胎児心音
- 超音波ドップラー音：胎児心音/臍帯血流音/胎児心音+臍帯血流音の混合音

DESCRIPTIONS

仕様

本体：妊婦胸腹部モデル
大きさ：W30×D60×H30cm
重量：約11.2kg
材質：軟質特殊樹脂/硬質樹脂

電源：AC100V-240V(本体) 50/60Hz
単4電池2本(リモコン)
消費電力：20W

構成

1	モデル本体	1	LANケーブル
1	ACアダプタ	1	収納ケース
1	リモコン		
1	タルカムパウダー		

関連製品

MW40 助産シミュレータフルセット
US-7B 胎児超音波診断ファントム SPACE FAN-ST Heart

実際の胎児から録音したリアルな心音です。ボディ付属の外部スピーカより音を出力することができます

