




Simulador de Examen Cervical

Material realista y durable para prácticas repetitivas de determinación del índice de dilatación cervical



Estación cero, la línea que conecta entre las espinas isquiáticas se puede reconocer.

CARACTERISTICAS

- 1 | Área genital hecha de material innovador que destaca en elasticidad, durabilidad y resiliencia ofrece la oportunidad de un entrenamiento repetitivo.
- 2 | 5 modelos de dilatación cervical y posiciones de descenso fetal se pueden intercambiar fácilmente.
- 3 | Fontanelas anterior/posterior para determinar la posición fetal

TECNICAS

- | Determinación del índice cervical en las primeras etapas del parto
- | Revisar la posición de la cabeza fetal
- | Determinación del índice de Bishop (índice cervical)
- | Examen de espéculo (prueba de Papanicolaou etc)
- | Cateterización urinaria
- | Citología cervical

CARACTERISTICAS CLAVE



El modelo de dilatación cervical se puede ajustar fácilmente.



El descenso fetal se puede ajustar con la perilla del portador (de -3 a +3).



Los genitales externos destacan en elasticidad, durabilidad y resiliencia.

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A74 x P44 x A33.5 cm Peso: 10.3 kg / 22.7 lbs
A29 x P17 x A13 plgds

CONTENIDO DEL JUEGO

1 cuerpo materno	1 lubricante (500 ml)
1 unidad genital	1 talco en polvo
1 unidad vaginal	1 manual de instrucciones
1 set de insertos dilatación cervical (5 unidades)	1 toalla
1 portador para los insertos de dilatación cervical	

MATERIALES

Resina blanda, plástico duro
Libre de látex

REPUESTOS

11415-010	1 set de insertos de dilatación cervical (5 variaciones)
11415-040	1 lubricante (500 ml)
11415-030	1 unidad genital (para examen cervical y asistencia de parto)

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

-

PARTES OPCIONALES

11416-020	placenta
11416-100	módulo de parto vaginal
11418-100	módulo de involución uterina