

妊婦内診シミュレータ

型番 | コードNo
MW35 | 11415-000



生体に近い感覚で妊娠後期から 分娩第1期のビショppsスコアを確認

特長

- 外陰部に伸縮性、復元性、耐久性に優れた新素材を採用。
- 子宮口開大度モジュールは、ワンタッチで交換でき7段階の胎児下降度設定が可能。
- 内診のランドマークとなる、坐骨棘や恥骨結合を再現。
- 小泉門を再現し児頭の位置確認が可能。

仕様

本体：妊婦腰部モデル(腹部カバー付)
大きさ：W74×D44×H33.5cm(本体)
材質：軟質特殊樹脂、硬質樹脂
重量：10.3Kg

構成

モデル本体 1台
外陰部ユニット 1点
膣部ユニット 1点
子宮口開大度モジュール 5種
モデル固定ベース 1点
潤滑剤 500mL×1本
タルカムパウダー(パフ付) 1点
バスタオル 1枚
取扱説明書

分娩介助シミュレータ

型番 | コードNo
MW36 | 11416-000



会陰保護から胎児、胎盤の娩出まで より生体に近い演習が行えます

特長

- 外陰部に伸縮性、復元性、耐久性に優れた新素材を採用。
- 正確な産道・坐骨棘・恥骨結合・尾骨を再現し、解剖の理解と手技が繋がります。
- 伸縮性の高い外陰部と適切な産道形状、固定用ハンドルにより胎児の娩出がスムーズに行えます。

仕様

本体：妊婦腰部モデル(腹部カバー付)
大きさ：W74×D44×H33.5cm(本体)
材質：軟質特殊樹脂、硬質樹脂
重量：11.2g
約2.6Kg(胎児モデル)

構成

モデル本体 1台
外陰部ユニット 1点
胎児モデル 1点
胎盤モデル 1点
切迫用臍帯 3本
臍帯 1本
タルカムパウダー(パフ付) 1点
卵膜 5枚
潤滑剤 500mL×1本
バット 1個
バスタオル 1枚
取扱説明書

会陰裂傷縫合モデル

型番 | コードNo
MW37 | 11417-000



分娩における会陰部の裂傷を再現した 縫合トレーニングモデル

特長

- 会陰裂傷第1度を想定した縫合法トレーニングモデルです。
- 外陰部に、伸縮性、耐久性に優れた新素材を採用する事で繰り返し縫合トレーニングが行えます。
- 外陰部皮膚は、別売の分娩介助シミュレータ用外陰部ユニットに装着し、ボディに装着する事でよりリアルなトレーニングが行えます。

仕様

本体：会陰部モデル
大きさ：W16×D23×H20.5cm
材質：軟質特殊樹脂
重量：1.5Kg

構成

外陰部皮膚 1枚
支持台 1台
タルカムパウダー(パフ付) 1点
取扱説明書