

NEW 会陰裂傷縫合モデル(2度裂傷)

型番 コード No.
MW37A 11417-100

会陰2度裂傷修復の反復トレーニングに

特長

- 会陰2度裂傷の縫合トレーニングができます
- 弾力性、耐久性、修復力に優れており、繰り返しのトレーニングが可能なモデルです
- オプションの性器ユニットを用いることで、母体に取り付けてトレーニングもできます

仕様

大きさ：W16×D23×H20.5 cm
重量：1.5 kg
材質：軟質特殊樹脂/ラテックス

構成

外陰部皮膚 2枚
支持台 1台
タルカム/パウダー 1点
取扱説明書



助産シミュレータへの取り付けイメージ
[助産シミュレータおよび外陰部ユニット(会陰縫合用)は別売です]

NEW OASISシミュレータ

型番 コード No.
MW81 11485-000

OASIS (Obstetric Anal Sphincter Injuries) の診断と修復スキルを身につける

特長

- 直腸粘膜まで裂傷した「OASIS」の状態を再現しており、粘膜層や筋層を人体同様に配置しています
- 触診や縫合した際の感覚を人体同様に再現しています
- 会陰部は着脱可能な設計となっており、消耗後は容易に交換をすることができます
- 耐久性の高い素材でくり返しトレーニングすることができます

実習項目

- ・直腸腔瘻の縫合 ・直腸粘膜の縫合 ・内肛門括約筋の縫合 ・外肛門括約筋の縫合
- ・膈粘膜部の縫合

仕様

大きさ：W160×D140×H180 mm
重量：約0.8 kg
材質：軟質特殊樹脂/硬質特殊樹脂

構成

モデル本体 1式
支持台 1点
皮膚部 1点
外肛門括約筋部 1点
固定クランプ 1点
取扱説明書



皮膚部は着脱可能