




Simulador de Evaluación de Involución Uterina

Practique una evaluación de involución uterina altamente realista con un torso de postparto suave, durable y elástico



Palpación del fondo uterino

Medición de altura uterina

CARACTERÍSTICAS

- 1 | La pared abdominal suave y elástica permite una palpación realista para evaluar el grado de involución uterina y para medir la altura uterina.
- 2 | Cuatro insertos intercambiables

TECNICAS

- | Evaluación del útero en el puerperio temprano
- | Medición de la altura uterina
- | Palpación del fondo uterino
- | Lavado y evaluación perineal
- | Masaje de postparto
- | Evaluación del prolapso anal



CARACTERÍSTICAS CLAVE


4 variaciones de insertos uterinos



NORMAL El límite entre la pared abdominal y el útero es duro y bien definido.

ANORMAL El útero es blando y sus paredes poco definidas.

PUNTOS DE REFERENCIA



- | sínfisis púbica
- | ombligo
- | útero

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A28 x P42 x A26 cm Peso: 7.4kg / 16.3 lbs
A11 x P16.5 x A10.2 plgds

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 torso inferior puerperal
- 1 set de insertos uterinos (4 variaciones)
- 1 talco en polvo
- 1 manual de instrucciones
- 1 toalla

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

REPUESTOS

- 11418-010 1 cubierta de piel (para evaluación de involución uterina)
- 11418-020 1 set de insertos uterinos (4 variaciones)