


産褥子宮触診シミュレータ

解剖理解に基づく腹部モデルと新素材の腹壁により産じょく早期における子宮収縮状態の触診実習ができます



型番
MW38

コード No.
11418-000

FEATURES

- | 01 触診のランドマークとなる臍や恥骨、子宮を正確に再現
- | 02 腹壁に新素材を採用し、子宮収縮状態のリアルな観察、子宮底長測定が可能
- | 03 4 種類の子宮モデルは簡単に交換可能


SKILLS

- ・産じょく早期における子宮の状態
- ・外陰部の観察
- ・清拭
- ・脱肛の確認
- ・子宮底のメジャーによる計測と触診
- ・産後のマッサージ指導

CASES/PATHOLOGIES/ORGANS

剣状突起 / 肋骨 / 恥骨結合 / 陰唇 / 子宮

正常と不良の産褥子宮の感触の違いを学べます



DESCRIPTIONS

仕様

本体：産褥婦腰部モデル
大きさ：W28×D42×H26cm
重量：7.4kg

材質：軟質特殊樹脂

構成

- | | |
|---|----------------|
| 1 | モデル本体 |
| 4 | 子宮モデル (4種 x 1) |
| 1 | タルカムパウダー(パフ付) |
| 1 | 収納ケース |

関連製品

MW40 助産シミュレータフルセット
MW34 産褥子宮触診シミュレータ