



Simulador para Entrenamiento Obstétrico -set completo-

Set completo de cuerpo materno para entrenamiento de técnicas de examen vaginal y asistencia al parto



CARACTERÍSTICAS

- 1 Los genitales externos están hechos de un material innovador que destaca en elasticidad, durabilidad y resiliencia para un entrenamiento repetitivo y efectivo.

TECNICAS

- | Examen cervical
- | Asistencia de parto
- | Perineorrafia (reparación perineal)




CARACTERÍSTICAS CLAVE

Los genitales externos están hechos de nuestro material innovador que destaca en elasticidad, durabilidad y resiliencia para el entrenamiento repetitivo y efectivo.



PUNTOS DE REFERENCIA

- | velamen (saco amniótico)
- | canal vaginal
- | espinas isquiáticas
- | sínfisis púbica
- | coxis
- | fontanela anterior



**CARACTERÍSTICAS CLAVE****Examen Cervical**

5 tipos del modelo de dilatación cervical y posiciones de descenso fetal se pueden intercambiar fácilmente.

- | Índice cervical en la primera etapa del parto
 - Determinación de la estación usando los puntos de referencia de espinas isquiáticas y unión púbica para evaluar el descenso del feto
 - Evaluación de la dilatación cervical



- | Examen de espéculo
- | Observación y citología cervical
- | Cateterización urinaria

Asistencia de Parto**Parto fluido y realista**

- | Asistencia de parto en diferentes posiciones (dorsal y a cuatro extremidades)
- | Protección perineal
- | Expulsión del feto (parto con fórceps, parto con extracción ventosa)
- | Pinzamiento, amarre y corte del cordón umbilical
- | Extracción de la placenta
- | Inserción de catéter urinario

**Perineorrafia (Reparación perineal)**

Entrenamiento repetitivo de la sutura para el desgarro perineal de primer grado

Reparación del desgarro perineal de primer grado

- | Sutura simple interrumpida
- | Sutura colchonera vertical

**DESCRIPCIÓN****ESPECIFICACIONES**

Tamaño: A74 x P44 x A33.5cm / A29.1x P17.3 x A13.2 plgds

Peso: 11.2kg / 24.7lbs

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 cuerpo materno
- 1 unidad genital (para examen cervical y asistencia de parto)
- 1 talco en polvo
- 1 lubricante (500ml)

Partes para Examen Cervical:

- 1 unidad vaginal
- 1 set de insertos dilatación cervical (5 variaciones)
- 1 portador para insertos de dilatación cervical

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

Partes para Asistencia de Parto:

- 1 feto
- 1 placenta
- 3 cordones umbilicales para onfalotomía
- 5 láminas de velamen

Partes para Perineorrafia:

- 1 unidad genital (para perineorrafia)