

# 助産シミュレータフルセット

型番 | コードNo  
**MW40** | **11420-000**

## 部品交換により、分娩期における内診、分娩介助、会陰裂傷縫合を1つのボディでトレーニングできるセット



### 仕様

本体：妊婦腰部モデル（腹部カバー付）  
 大きさ：W74×D44×H33.5cm（本体）  
 材質：軟質特殊樹脂、硬質樹脂

### 構成

#### 共通

モデル本体 1台  
 外陰部ユニット 1台  
 (内診、分娩介助共通/  
 不織布製保管袋付き)  
 タルクムパウダー 1点  
 (パウ付)  
 潤滑剤 500mL×1本  
 パスタオル 1枚  
 取扱説明書

#### 内診専用部品

膣部ユニット 1台  
 子宮口開大度モジュール 5種  
 モデル固定ベース 1点

#### 会陰裂傷縫合専用部品

外陰部ユニット 皮膚付 1台  
 (会陰縫合用)

#### 分娩介助専用部品


胎児モデル 1点  
 胎盤モデル 1点  
 切断用臍帯 3点  
 バット 1個  
 卵膜 5枚



## モデルの特長

### 伸縮性と耐久性に優れた新素材

臨場感のある内診、胎盤の娩出や会陰縫合が繰り返し可能です。



※伸展時に会陰部が裂けることなく元の状態に復元しますので、繰り返し使用できトレーニングコストの軽減に繋がります。

### 骨盤のランドマークを再現

骨盤の胎児の位置関係を目で確認しながら実習できます。



坐骨棘間を結んだ（ステーション）の確認と下降度を確認



娩出時の胎児の動線を再現

## 実習項目

### ●内診（妊婦内診シミュレータ）

#### ・内診

- ・坐骨棘間を結んだ（ステーション）の確認と下降度を確認
- ・子宮口の柔らかさ
- ・子宮頸部の細胞診標本
- ・子宮開大度評価
- ・導尿カテーテルの挿入手順
- ・児頭の向き

#### ・クスコ式膣鏡での確認

### ●分娩介助（分娩介助シミュレータ）

- ・分娩体位別介助法（仰臥位・膝手位）
- ・胎児の娩出（鉗子分娩・吸引分娩）

#### ・胎盤の娩出

- ・会陰保護、肛門の保護
- ・臍帯の結紮・切断
- ・卵膜の確認

### ●会陰裂傷縫合（会陰裂傷縫合シミュレータ）

- ・単一結節縫合
- ・垂直マトレス縫合

※右ページの各モデルでも同内容の実習が行えます。

## 交換部品



外陰部ユニット  
 (内診、分娩介助共通)  
 11415-030



胎盤モデル  
 11416-020



外陰部皮膚2枚組  
 (会陰縫合用)  
 11417-010

## 消耗品



切断用臍帯10本組  
 11416-030



卵膜5枚組  
 11416-040



助産モデル専用潤滑剤  
 500mLボトル無し  
 11415-040

## 別売部品



外陰部ユニット  
 (会陰縫合用)  
 11417-020

会陰縫合器具セット  
 (持針器・ピンセット・ハサミ・針・糸)  
 11417-030