



助産シミュレータフルセット / 妊婦内診シミュレータ / 分娩介助シミュレータ

部品交換により、分娩期における内診/分娩介助/会陰裂傷縫合をトレーニングできます



型番	コード No.	
MW40	11420-000	助産シミュレータフルセット
MW35	11415-000	妊婦内診シミュレータ
MW36	11416-000	分娩介助シミュレータ

11416-000

11415-000

FEATURES

- 01 伸縮性と耐久性に優れた新素材により、臨場感のある内診、胎盤の娩出や会陰縫合が繰り返し可能です
- 02 骨盤のランドマークを再現しているため、骨盤と胎児の位置関係を目で確認しながら実習できます

SKILLS

- 【内診】
 - ・坐骨棘間線を基準とするステーションの確認と下降度の確認
 - ・子宮口の柔らかさ
 - ・子宮頸部の細胞診標本
 - ・子宮開大度評価
 - ・導尿カテーテルの挿入手順
 - ・児頭の向き
 - ・クロス式陰鏡での確認
- 【分娩介助】
 - ・分娩体位別介助法(仰臥位/膝手位)
 - ・胎児の娩出(鉗子分娩/吸引分娩)
 - ・胎盤の娩出
 - ・会陰保護、肛門の保護
 - ・臍帯の結紮/切断
 - ・卵膜の確認
- 【会陰裂傷縫合】
 - ・単一結節縫合
 - ・垂直マトレス縫合

CASES/PATHOLOGIES/ORGANS

母体：恥骨結合 / 坐骨棘 / 尾骨 / 子宮頸部 / 子宮口 / 尿道口 / 陰唇
胎児：大泉門 / 小泉門 / 臍帯 / 胎盤

DESCRIPTIONS

仕様
本体：妊婦腰部モデル
材質：軟質特殊樹脂/硬質樹脂
大きさ：W74×D44×H33.5cm(本体)
重量：11.2kg

関連製品
MW65 分娩シミュレータ アドバンスド
MW37 会陰裂傷縫合モデル



構成	MW40	MW35	MW36
1 モデル本体	○	○	○
1 外陰部ユニット	○	○	○
1 膣部ユニット	○	○	-
1 子宮口開大度モジュール(5種 x 各1)	○	○	-
1 モデル固定ベース	○	○	-
1 胎児モデル	○	-	○
1 胎盤モデル	○	-	○
1 臍帯	○	-	○
3 切断用臍帯	○	-	○
5 卵膜	○	-	○
1 バット	○	-	○
1 外陰部ユニット皮膚付き	○	-	-
1 潤滑材 500mL	○	○	○
1 タルカムパウダー	○	○	○
1 収納ケース	○	○	○