

デブリーフィング&データ管理システム ふりかえ朗II

型番 | コードNo
MW42A | **11422-100** 標準パッケージ
 ※カスタマイズプランもございます。お問い合わせください。

■ 構成

| | | | |
|---------------|----|-------|----|
| 電子黒板 (55inch) | 1台 | PC | 1台 |
| タッチペン | 2本 | マイク | 1台 |
| モニタスタンド | 1本 | 周辺機器 | 1式 |
| カメラ | 2台 | 取扱説明書 | |
| カメラ用三脚 | 1点 | | |

■ 仕様

| | |
|------|--------------------|
| 大きさ | W134.5×D68×H210 cm |
| 重量 | 約77 kg |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 310W |



デブリーフィング&データ管理システム

ふりかえ朗II



さあ、動画でデブリーフィング

大画面で「ふりかえる」
 グループで「気づく」
 知識と行動がもっと「つながる」!

カスタマイズプランのご紹介

カスタマイズ

例えば 5台までの同時記録に対応


カメラは計5台まで増設可能です。(2台標準付属+3台追加)
 各グループにカメラを設置し、同時に記録を行うことが可能です。



まずはお気軽にご相談ください

例えば 複数教室への配信

実習室の様子を、ふりかえ朗IIで他の教室と共有することで、演習効率の向上や、アクティブラーニングの促進につなげます。配信は施設の所有システムを活用することでコストを軽減。



関連製品

モデル×ソフトウェアで、より臨床に近い環境を再現
 30種類以上のシナリオに沿って患者の状態が変化する
 全身型シミュレータ

多職種連携ハイブリッドシミュレータ
 "SCENARIO"

MW27
 11406-000 レンタル
 11406-100 一括購入



製品サイトへ

トレーニングセットを組み合わせ、
 周産期の一連の手法がトレーニングできます
 Konohaはモデル×ソフトウェアによる
 シナリオシミュレーションで、
 より臨床に近い環境を再現

周産期全身シミュレータ "Konoha"

MW44
 11425-000



製品サイトへ

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2024.12

取扱店

製造元

KYOTO KAGAKU

URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
 e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
 〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
 TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
 〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
 NREG本郷三丁目ビル2階
 TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075




気づき、考え、理解する。

ふりかえ朗II は
シミュレーション学修のデブリーフィングを支援し
過去の記録を一括で管理できる学修支援システムです

行動を記録！
基本の使い方

シミュレーション中の
気になる行動のタイミングをタッチペンで記録



POINT ふりかえ朗II ひとつあれば
あらゆるシミュレーションに対応
追加設備は必要なし



『SCENARIO』『Konoha』なら
行動を自動で **ふりかえ朗II** に記録

POINT 行動の記録がカンタン!
いつも通りシミュレータを操作するだけで、
自動でふりかえ朗IIに行動が記録されます。

さらに…
**チェックリストや
生体モニターも大画面で**
シミュレータのデブリーフィング機能も
大型モニタに一括表示

- 他にも…
- 録画開始・終了もシミュレータのコントロールPCから操作可能
 - 行動記録はシミュレータとふりかえ朗II、両方に保存されます

活用シーン

グループワークに

複数人で使える大型モニタ。
グループの積極的な意見交換を促します。

OSCEの記録に

撮影動画や日付が一覧で表示できるので、
記録確認がとりやすい設計。

指導方法の共有・検討に

動画を外部機器に出力し、
指導者同士の情報共有にも。

※ 外部機器での再生は動画のみで、行動の記録は出力されません。

電子黒板機能

- 専用ペンや指を使ったタッチ操作
- データ保存

POINT

シミュレータのモニタを複製表示

- モニタがついているシミュレータ (SCENARIO、イチロー IIA 他) の画面を表示

かんたん タッチペン操作

動画と行動記録が連動して動く

- カメラは標準パッケージに2台付属、最大5台まで増設可
- 大きく映す動画をデブリーフィング中に自由に切り換え
- 任意の動画の全画面表示に対応

全画面表示時

記録したタイミングからの動画再生

- 記録ポイントをタッチすると、その5秒前から頭出し再生

行動記録の追加・一言メモの記入

活用例

ふりかえ朗IIで記録した動画を映像教材として活用

シミュレーション演習のみならず、記録した映像を演習前の事前学修資料や、ひとつの映像教材として活用することもできます。



* 記録動画に係る個人情報の取り扱いに関しましては、各ご施設の方針に従ってください。個人情報や肖像権に関するトラブルにつきまして、当社は一切の責任を負いません。