

MW43

NEW

Simulador de Evaluación Abdominal

Representación detallada de los órganos abdominales lo suficientemente realistas para cultivar el sentido táctil y servir como referencia durante la palpación

Supervisión del Producto

Takahiro Amano, M.D.,
Asesor Superior de Asuntos Académico y Profesor,
Universidad Internacional de Salud y Bienestar
Director Honorario, Centro Médico Sanno, Japón

Kyoko Arai
RN, PHN, PhD, Profesora,
Escuela de Enfermería, Universidad de Sizuoka, Japón



órganos intercambiables



Textura suave, resiliente y delicada



Movimiento respiratorio

CARACTERÍSTICAS

- 1 | Textura suave, resiliente y delicada que permite la palpación poco honda y profunda
- 2 | Organos intercambiables
- 3 | Movimiento respiratorio
- 4 | Auscultación abdominal

TECNICAS

- | Inspección visual
- | Auscultación
 - arteria renal
 - aorta abdominal
 - arteria ilíaca
 - sonidos intestinales
- | Palpación
 - hígado, bazo, riñón, útero y linfoma
- | Percusión
 - hígado, bazo y costilla

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Puntos de referencia óseos


- | Pelvis
- | Costillas
- | Parte inferior de caja torácica
- | Margen costal
- | Apófisis xifoides del esternón
- | Cresta púbica
- | Espina ilíaca anterosuperior

Hígado

- | Normal
- | Hepatitis crónica
- | Precirrosis
- | Cirrosis

Area inguinal

- | Normal
- | Linfoma



Bazo

- | Normal
- | Agrandado
- | Levemente agrandado

Riñón

- | Normal
- | Hidronefrosis
- | Riñón poliquístico

Útero

- | Normal
- | Mioma

Ruidos y sonidos

- | Arteria renal
- | Aorta abdominal
- | Arteria ilíaca
- | Sonidos intestinales

DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 40x80x20cm / 15.7x31.5x7.9 plgds.

Peso: 14kg / 30.9lbs

MATERIALES

Resina blanda
Libre de látex

CONTENIDO DEL JUEGO

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | unidad del torso masculino | 2 | nódulos linfáticos inguinales (normal, linfoma) |
| 1 | talco | 2 | úteros (normal, fibroma) |
| 1 | set de la unidad de control de movimiento respiratorio | 1 | estetoscopio simulado |
| 2 | riñones (hidronefrosis, quistes) | 1 | controlador |
| 2 | bazos (levemente agrandado, agrandado) | 1 | adaptador CA |
| 4 | hígados (precirrosis, cirrosis, hepatitis crónica, normal) | 4 | cajas de almacenamiento |
| | | 1 | manual de instrucción |