


## 鼻腔・咽頭拭い液採取モデル

|      |           |
|------|-----------|
| 型番   | コードNo     |
| MW45 | 11426-000 |



頸部断面モデル

### 実習項目

・鼻腔・咽頭拭い液の採取  
(PCR検査など)

#### 仕様

本体：成人頭胸部モデル  
大きさ：W42×D23×H38cm  
重量：2.15 kg  
材質：軟質特殊樹脂  
硬質樹脂

#### 構成

モデル本体 1台  
鼻腔用交換パッド 6点  
頸部断面モデル 1台  
シリンジ(10mL) 1点  
ディスポカップ 1点  
着色用綿棒(青) 10本組  
取扱説明書

### 鼻腔・咽頭への適切な挿入・ 検体採取の技術習得のために

#### 特長

- 鼻腔内の正しい採取部位に到達すると綿棒に色がつき、正確な角度や深さでの挿入技術が身につきます。
- 舌を圧排しての綿棒操作が練習できます。
- 形状の異なる左右の鼻腔で挿入感の異なる採取練習ができます。
- 解剖学的理解を深める断面模型を付属。

#### 交換部品



鼻腔用交換パッド 5個組  
11426-010

#### 消耗品



着色用綿棒(青) 10本組  
11402-010

## 爪白癬採取モデル

|      |           |
|------|-----------|
| 型番   | コードNo     |
| MW46 | 11427-000 |



### 安全な検体採取のための 鱗屑・痂皮採取トレーニングモデル

#### 特長

- 異常な爪に対する爪切りや、適切な位置からの検体採取を学修できます。
- 採取部位は簡単に交換することができ、繰り返しトレーニングできます。

### 実習項目

・鱗屑・痂皮の採取

#### 仕様

本体：成人足部モデル  
大きさ：W21×D21×H28cm  
重量：1.2 kg  
材質：軟質特殊樹脂

#### 構成

モデル本体 1台  
爪 20個  
足裏検体採取部位 10個  
取扱説明書

#### 消耗品



爪 20個組  
11427-010



足裏検体採取部位 10個組  
11427-020

#### 関連製品のご提案



爪白癬採取モデル用器具セット  
ト11427-030

#### 構成

・爪切り  
・眼科剪刀  
・毛抜きピンセット  
・舌圧子  
・ケース

## 糞便採取モデル

|      |           |
|------|-----------|
| 型番   | コードNo     |
| MW47 | 11428-000 |



### 便の状態検査のための糞便採取のトレーニングに最適なモデル

#### 特長

- 肛門への綿棒の正しい挿入角度・深さなど、正確な挿入技術を身につけることができます。
- 患者の羞恥心に対する意識を深めることができます。

### 実習項目

・糞便の採取

#### 仕様

本体：成人臀部モデル  
大きさ：W35×D29×H29cm  
重量：3.25kg  
材質：軟質特殊樹脂

#### 構成

モデル本体 1台  
直腸部 1点  
ワセリン 1点  
取扱説明書