

装着式採血静注キット “SASUKE”

型番	コードNo
MW50	11431-000

ホルダー	5点
注射パッド	5点
ベルト	5本
血液ボトル	5本
収納ケース	1点
取扱説明書	

大きさ	本体：W12 × D14 × H2.5 cm パッド：W6.5 × D11 × H2 cm
重量	約 1.5kg
材質	軟質特殊樹脂／硬質特殊樹脂




交換部品




注射パッド 5枚組
11431-010

別売部品



解剖アームカバー
11430-010



着色用綿棒（赤）10本組
11388-400

■ サイズ：伸縮性があり、サイズは前後します

上腕まわり	手首まわり	長さ
26cm	16cm	55cm

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2025.03

取扱店

製造元



KYOTO KAGAKU

URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075

装着式採血静注キット
“SASUKE”

準備がかんたん 耐久性が高い
色んな部位に装着できる静注モデル



トレーニングしたい部位に装着できる！



手背



前腕屈側



前腕背側

etc...


※写真はプロトタイプです

3つの👍ポイント！

POINT
1

かんたんセットアップ

注射パッドをホルダーにセッティングすれば、すぐに演習を始めることができます。ディスプレイブルタイプで、準備と後片付けの簡便さを、とことん追求しました。




POINT
2

バリエーション

演習内容に応じて穿刺部位の変更も簡単に。複数個装着するなど、シナリオに応じてご利用できます。

トレーニングしたい部位に装着できる！

肘屈側 | 前腕背側
手背 | 前腕屈側
etc...



POINT
3


耐久性の高い新パッド

刺すために生まれた素材 "Sassina" を採用し、穿刺耐久回数が大幅に増えました。

穿刺痕からの漏出が少ない
穿刺痕が目立ちにくい
耐穿刺回数が向上 ※当社比


刺すために
刺し～な
"Sassina"
生まれた素材

血管 1cm の範囲に
穿刺テスト実施の結果



刺入箇所

- 血管 2 本を配置
- 任意の部位に装着して使用できます
正中 / 前腕 / 手背 など




Q&A

- Q. 初学者に対して、血管の位置をわかりやすくしたいのですが。
- A. 着色用綿棒（別売品）で水に色を付ければ、わかりやすくなります。
- Q. アームカバーは洗濯できますか
- A. はい、洗濯できます。
アームカバー内側の洗濯表示に従って下さい。

👍 解剖理解に！ 解剖アームカバーのご紹介 ※別売品

手背から上腕の血管や神経の走行を学ぶことのできるアームカバーです。注射パッドを上から装着することも可能ですので、併せてご利用ください！



腕に装着できる解剖図



※写真はプロトタイプです