

MW54/MW53/MW55

Simulador de Cateterización Urinaria y Enema Vestible

Realismo en el entrenamiento de técnicas combinando escenarios para adquirir habilidades de comunicación.




MW54

MW53

Suavidad Realista

Los labios pueden mantenerse abiertos durante los procedimientos de cateterismo con la mano no dominante.



CARACTERÍSTICAS

- 1 | La suavidad de los genitales femeninos simulados, permite mantener los labios en posición abierta durante todo el procedimiento, desde la esterilización hasta la colocación del catéter.
- 2 | Su estructura anatómicamente correcta facilita el entendimiento del cuerpo junto con el procedimiento.
- 3 | Compatible con catéteres con balón.
El agua (orina simulada) sale cuando se inserta el catéter a la profundidad correcta.



El catéter se puede insertar cuando el pene se mantiene en el ángulo correcto



Inyección de líquido de enema



Resistencia realista al catéter

TECNICAS

- | Procedimiento limpio y aséptico
- | Inserción y colocación de catéter
- | Confirmación de la descarga de la orina
- | Extracción del catéter
- | Enema

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Modelo de genitales de tamaño real: A8 x P21 x A18cm, 0.5kg (masculino)
A8 x P21 x A9cm, 0.4kg (femenino)

VARIACIONES DEL JUEGO

femenino: 11434-000
masculino: 11435-000
juego dual: 11436-000

REPUESTOS

11381-800 lubricante

CONTENIDO DEL JUEGO

1 modelo genital	1 lubricante
1 bolsa de reserva	1 catéter de mantenimiento
1 tubo de drenaje	1 manual de instrucciones
1 correa	
1 shorts	