

☑️質感☑️構造ともに
リニューアルしました

男女導尿・浣腸モデル 装着式

リアルだから身につく「安全で確かな技術」



“ほぼヒト”

演習中に「実際のヒトとは違います」という説明が必要ないくらい、質感と構造にこだわりました。

やわらかさ


陰唇・陰茎ともにやわらかいので、消毒からカテーテル挿入まで、ヒトの身体と同じように手技を進めることができます。

リアルな挿入感覚

男性の尿道の抵抗・陰茎の角度調整、女性の尿道口への挿入感覚も忠実に再現しています。


構造の再現

実際のカテーテル挿入と同様の長さを挿入でき、バルーンを膨らませて留置できます。浣腸の挿入長も実際と同様です。男性器の包皮も忠実に再現しています。



取扱いが簡単

シンプルな設計で、準備も後片づけも簡単です。水漏れの心配がなく、演習中の学生の交代もスムーズです。



導尿だけじゃない、色々な場面で

導尿

外尿道口の確認・消毒
カテーテルの挿入・排尿の確認
カテーテルの抜去

浣腸

カテーテルの肛門への挿入
カテーテルの適切な長さの確認
浣腸液の注入

陰部洗浄

微温湯での陰部洗浄

排泄の援助

必要な配慮・患者さんの気持ちの理解

性教育

コンドームの装着

男性導尿・浣腸モデル 装着式

型番 コード No
MW53 11434-000

女性導尿・浣腸モデル 装着式

型番 コード No
MW54 11435-000

導尿・浣腸モデル 装着式(男女セット)

型番 コード No
MW55 11436-000

構成

モデル本体(男性または女性) 1体
貯水袋 1点
排水用チューブ 1点
装着用ゴム紐 1点
装着用ズボン 1点
潤滑剤(オリーブ油) 1点
メンテナンス用カテーテル 1点
取扱説明書

※男女セット(MW55)では各2点ずつ付きます。

仕様

本体 成人性器部モデル
大きさ W8×D21×H17 cm(男性)
 W8×D21×H9 cm(女性)
重量 0.5kg(男性) 0.4kg(女性)
材質 軟質特殊樹脂製

消耗品

【男女共通】潤滑剤(導尿・浣腸他用)
11381-800

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2024.06

取扱店

製造元



KYOTO KAGAKU

URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北斎小屋町15番地
TEL.075-605-2510(直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071(直通) FAX.03-3817-8075