




NEW

# Simulador con Evaluación de Sutura Laparoscópica Tipo Mini

## Retroalimentación Cuantitativa combinada con Experiencia Práctica realista



### Supervisión del Producto

Makoto Hashizume, Profesor,  
Centro para Innovación Médica Avanzada,  
Universidad de Kyushu  
Munenori Uemura, PhD, Profesor (Asistente),  
Centro para Innovación Médica Avanzada,  
Universidad de Kyushu

### CARACTERÍSTICAS

- 1 | Los criterios y mediciones cuantitativos de evaluación innovadora proveen retroalimentación objetiva a los entrenados
- 2 | Los datos personales de evaluación de técnicas de cada entrenado pueden ser guardados para revisión y análisis
- 3 | Se puede usar con instrumentos clínicos reales
- 4 | Lámina de sutura realista
- 5 | Puede crear su propio estándar de aprobación o ajustar el umbral de cada criterio conforme al nivel de los entrenados


### TECNICAS

- | Sutura laparoscópica (sutura simple interrumpida)

### CARACTERÍSTICAS CLAVE

#### Juzgar el éxito o falla

- 1 | ¿La herida está suturada sin fuga?
- 2 | ¿La sutura está completa a través de la capa muscular hasta la capa mucosa?
- 3 | ¿La ligadura es apropiada para la sutura?
- 4 | ¿Cuántas áreas abiertas hay en la capa mucosa?
- 5 | ¿Cuánto se demoró el procedimiento de sutura?



#### Tracto Intestinal realista

Evalúa la sutura simple interrumpida de la piel con criterios de evaluación cuantitativos. La evaluación objetiva fomenta el mejoramiento de las técnicas.

¡Fácil de preparar!



### ESPECIFICACIONES

Peso: 1.5kg / 3.3lbs  
(Unidad de evaluación)

Alimentación: CA100V-240V 50/60Hz

Consumo de energía:  
26VA: Unidad de evaluación  
40VA: PC

### CONTENIDO DEL JUEGO

- |   |  |
|---|--|
| 1 unidad de evaluación de sutura laparoscópica    | 1 PC   |
| 1 cable de alimentación para unidad de evaluación | 1 cable de alimentación para PC                  |
| 1 set de sujetador de lámina de piel              | 1 piezas de lámina de sutura (tracto intestinal) |
| 1 cable   | 1 piezas de lámina de sutura (piel)              |
| 1 teclado   |  |

### DESCRIPCIONES

#### MATERIALES

Resina blanda  
Libre de látex

#### INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

-

- |                         |
|-------------------------|
| 1 contenedor            |
| 1 manual de instrucción |

#### REPUESTOS

11395-010 30 sets de lámina de sutura  
※ El set consiste en capas interiores y exteriores.

La caja de entrenamiento, monitor, fórceps y cámara no están incluidos en el set.

