


膀胱ろうシミュレータ

型番	コードNo
MW58	11440-000 (男性)
MW59	11441-000 (女性)



仕様
 本体：成人腰部モデル
 大きさ：W34×D33×H24cm
 重量：[男性]3.5kg
 [女性]3.4kg
 材質：軟質特殊樹脂

カテーテルの交換や固定まで、膀胱ろうカテーテル交換を総合的にトレーニング

特長

- 交換後のカテーテルの可動性や尿の流出といった、特定行為を行う上で確認すべき事項をふまえた実習ができます。
- ガーゼ等を使用したカテーテル固定の実習が可能です。
- 膀胱内のカテーテル位置を確認できます。※

構成

モデル本体 1体
 性器部 1式
 弁 4点 (2点は性器部ユニットに取り付け済
 /2点は付属品)
 潤滑油 (オリーブ油) 1点
 チューブ 3本
 取扱説明書

消耗品



MW58/59 弁キャップ2個組 (男女兼用)
 11441-020

実習項目

- ・膀胱ろうカテーテルの交換
- ・膀胱ろうケア (カテーテルの固定)
- ・バルーンカテーテルの挿入・留置
- ・側臥位による浣腸

