

MW45



Simulador de Hisopado Nasofaríngeo

Para capacitar a profesionales de la salud que realizan pruebas de virus por primera vez

CARACTERISTICAS

- 1 | Cuando el hisopo alcanza la posición correcta en la cavidad nasal, el hisopo se pigmentará de color azul
- 2 | Se puede practicar la forma de usar el bajalenguas
- 3 | La forma de la cavidad nasal derecha e izquierda es diferente
- 4 | El producto viene con un modelo explicativo de corte transversal.



TECNICAS

Capacitación a profesionales de la salud que realizan pruebas de virus por primera vez.

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A42 x P23 x A38 cm/ A16.8 x P9.2 x A15.2 plgds
Peso: 2.15 kg / 4.73 lbs

MATERIALES

Resina blanda, resina dura
Libre de látex

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 modelo principal
- 1 modelo explicativo de corte transversal
- 1 jeringa (10ml)
- 1 vaso desechable
- 10 pálillos de pigmento azul (juego de 10)
- 1 manual de instrucciones
- 1 caja de almacenamiento
- 6 almohadillas de repuesto

REPUESTOS

- 11426-010 almohadilla de repuesto (set de 5)
- 11402-010 pálillos de pigmento azul (set de 10)

MW60

Simulador de Traqueotomía

Simulador para traqueotomía percutánea, punción e incisión del ligamento cricotiroides



CARACTERISTICAS

- 1 | Cartilago cricoides anatómicamente correcto y cartilago tiroides con sensación táctil realista.
- 2 | Múltiples usos posibles mediante la rotación de las pieles del cuello.
- 3 | Discos adhesivos para sujetar la cabeza del maniquí durante el procedimiento.

TECNICAS

- | Traqueotomía percutánea
- | Punción e incisión del ligamento cricotiroides

DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A13.5 x P24 x A12.5cm Peso: 1.7kg
A17.7 x P7.9 x A9.8 plgds

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 Cuerpo principal
- 1 Piel para traqueotomía
- 1 Tejido subcutáneo para traqueotomía
- 1 Cartilago cricoides
- 1 Manual de instrucciones

MATERIALES

Resina blanda, resina dura
Libre de látex

REPUESTOS

- 11442-010 Piel para traqueotomía (set de 3)
- 11442-020 Tejido subcutáneo para traqueotomía (set de 3)