


直腸肛門機能検査モデル

直腸肛門機能検査時のトランスデューサ挿入トレーニングに



型番

MW67

コード No.

11460-000 直腸肛門機能検査モデル

11460-100 実習セット5個組

FEATURES

- | 01 圧カトランスデューサ挿入練習用のモデルです
- | 02 11460-000 は臀部付きですので患者への配慮も学べます。11460-100 は大人数の実習に最適なモデルです
- | 03 肛門部ユニットが取り外せますので、どの程度挿入されているのか確認できます

SKILLS

- ・圧カトランスデューサの挿入
- ・挿入長の確認

CASES/PATHOLOGIES/ORGANS

直腸

模擬圧カトランスデューサには目盛が付いており、実際のトランスデューサに近似した、しなり具合を再現しています



DESCRIPTIONS

仕様

[11460-000]

大きさ：約W37×D28×H30 cm

重量：約6.0kg

材質：軟質特殊樹脂

[11460-100]

大きさ：W13×D17×H12.5cm

(1個あたり)

重量：約3.5kg(1個あたり)

材質：軟質特殊樹脂

構成

[11460-000]

1 モデル本体

1 直腸ユニット(本体付属)

1 模擬圧カトランスデューサ

1 ワセリン

1 収納ケース

[11460-100]

5 モデル本体

5 模擬圧カトランスデューサ

1 ワセリン

1 収納ケース