

注腸カテーテル挿入シミュレータ

MW68

コードNo

11461-000 ※収納ケース付



実習項目

- ・カテーテル挿入
- ・造影剤/空気の吸引
- ・カテーテル抜去

下部消化管検査(注腸造影検査)でのダブルバルーン挿入・確認用モデル

特長

- 解剖学的に正確に設計しており、カテーテル挿入長なども実際のヒト同様に確認が行えます。


仕様

本体:成人臀部モデル
大きさ:約W37×D28×H30cm
重量:約6.0kg
材質:軟質特殊樹脂

構成

モデル本体 1体
肛門部 1点
ワセリン 1点
収納ケース
取扱説明書

別売部品



ダブルバルーンカテーテルセット
11461-010

放射線 / CT

MRI / 核医学

治療計画

鼻腔カテーテル造影剤注入シミュレータ

MW69

コードNo

11462-000 ※収納ケース付



実習項目

- ・カテーテル挿入/抜去
- ・模擬造影剤(水)の注入
- ・ルートの確認(解剖)
- ・体位設定

鼻腔カテーテルから造影剤注入からカテーテル抜去まで一連の流れを学ぶ

特長

- 模擬造影剤(水)の注入が可能です。
- 解剖学的理解が深まるルートモデルが付属しています。
- 付属の支持台(60°)を使用してテーブル上での実習も可能です。

仕様

本体:成人頭胸部モデル
大きさ:約W65×D37×H23cm
重量:約4.4kg
材質:軟質特殊樹脂

構成

モデル本体 1体
支持台 1式
排液用ホース 1本
漏斗 1点
デイスボカップ 1点
トレーニングモデル用潤滑剤 1点
ルートモデル 1点
胸部シート 1点
収納ケース
取扱説明書



胸部シート

交換部品



シミュレータ用マスク(皮膚)
11384-030

消耗品



トレーニングモデル用潤滑剤
11229-050

PBU シリーズ

胸部フアントム

放射線診断

精度管理用

その他