

自動分娩トレーナ Sakuya

機械制御だからこそできる
標準化された分娩介助トレーニング

特長

- 排臨→発露→娩出までの時間やいきみの回数等を、詳細に設定できます。
- 児頭下降/回旋を機械制御で行うため、標準化された演習に適しています。
- 補助役を必要としないため、指導者/学修者が少ない環境でも活用できます。



回旋方向・排臨回数・分娩時間を
設定できます。

オートモード・マニュアルモードの
2つのモードを搭載しています。
タッチパネルで簡単操作。



実習項目

○分娩介助

- ・分娩介助法：仰臥位
- ・胎位：正常
- ・排臨/発露の観察
- ・胎児の娩出

自動分娩トレーナ Sakuya

型番	コード
MW76	11480-000

■構成

腹部ユニット	1点
コントロールBOX	1点
回旋ユニット	1点
胎児モデル（自動分娩用）	1点
電源コード（ACアダプター）	1式
助産モデル専用潤滑剤	1点
取扱い説明書	


■仕様

本 体	自動分娩装置
大 小	W40 x D36 x H36 cm
重 量	3.6 kg
消費電力	65W



対応製品

本製品は以下の母体モデルのいずれかに取り付けてご使用ください
 MW44 周産期全身シミュレータ“Konoha”
 MW48 周産期全身モデル“はな”
 MW36 分娩介助シミュレータ



対応製品



妊娠期から新生児期の
シナリオを作成できます
 周産期全身シミュレータ
 “Konoha”
 MW44 11425-000～



実習項目に合わせて腹部の
モジュールを簡単に交換できます
 周産期全身実習モデル
 “はな”
 MW48 11429-000～



会陰保護から胎児、胎盤の娩出まで
より生体に近い演習が行えます
 分娩介助シミュレータ
 MW36 11416-000

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2025.10 KK

取扱店

製造元



KYOTO KAGAKU



<https://www.kyotokagaku.com/jp/>



rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場

〒612-8388
 京都府京都市伏見区北堀小屋町15番地
 TEL 075-605-2510
 FAX 075-605-2519

東京支店

〒113-0033
 東京都文京区本郷三丁目26番6号 NREG本郷三丁目ビル2階
 TEL 03-3817-8070
 FAX 03-3817-8075