


OASIS シミュレータ

OASIS (Obstetric Anal Sphincter Injuries) の 診断と修復スキルを身につける



図：シミュレータの構造

特長

- | 直腸粘膜まで裂傷した「OASIS」の状態を再現しており
粘膜層や筋層を人体同様に配置しています
- | 触診や縫合した際の感覚を人体同様に再現しています
- | 会陰部は着脱可能な設計となっており消耗後は容易に交換をすることができます

実習項目

- | 直腸腔の縫合
- | 直腸粘膜の縫合
- | 内肛門括約筋の縫合
- | 外肛門括約筋の縫合
- | 筋層・腔粘膜部の縫合



皮膚部は着脱可能

OASIS シミュレータ

型 番

MW81

コード No

11485-000



構成

モデル本体	1 式
支持台	1 点
皮膚部	1 点
外肛門括約筋部	1 点
固定クランプ	1 点

取扱説明書

仕様

大 き さ	約 W160×D140×H180 mm
重 量	約 0.8 kg
材 質	軟質特殊樹脂・硬質特殊樹脂

消耗品



外陰部皮膚 1 枚 (OASIS 4 度裂傷用)
11485-010

関連製品



会陰 2 度裂傷修復の反復トレーニングに
会陰裂傷縫合モデル (2 度裂傷)
MW37A
11417-100

分娩における会陰部の裂傷を再現した
縫合トレーニングモデル
会陰裂傷縫合モデル
MW37 11417-000
)



- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2025.04

取扱店

製造元



KYOTO KAGAKU

URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075