

ドレーン抜去シミュレータ

特定行為におけるドレーンの抜去に対応

特長

- | 胸腔と腹腔を再現したスペーサーが付属
- | SP（模擬患者）や全身モデルの胸部や腹部に装着可能
- | 皮膚は縫合の跡が残りにくい素材で、繰り返しのトレーニング可能



実習項目

- 胸腔ドレーン・腹腔ドレーンの抜去
- 抜去部の縫合

ドレーン抜去シミュレータ

型番	コード
MW84	11488-000


■構成

パッドケース式	2点
胸部スペーサー	1点
腹部スペーサー	1点
皮膚	2枚
ベルト	4本


取扱説明書

■仕様

本体	成人胸部モデル
大きさ	W16×D21×H7.5 cm (本体)
重量	0.7 kg (本体)
材質	軟質特殊樹脂/硬質特殊樹脂



消耗品



ドレーン抜去シミュレータ用皮膚
MW84 11488-010

関連製品

《シミュレータの装着に》



卒前教育から実践レベルまで
活用できる看護実習モデル
万能型看護実習モデル “八重”
MW25 11404-000

《その他 特定行為》



鼠径部から大腿動脈穿刺の
トレーニング
大腿動脈採血シミュレータ
MW82 11486-000



超音波ガイド下による橈骨動脈
の穿刺トレーニング
エコーガイド下動脈穿刺パッド
M99 11351-110

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2025.10 KK

取扱店

製造元



KYOTO KAGAKU

<https://www.kyotokagaku.com/jp/>

rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場

〒612-8388
京都府京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL 075-605-2510
FAX 075-605-2519

東京支店

〒113-0033
東京都文京区本郷三丁目26番6号 NREG本郷三丁目ビル2階
TEL 03-3817-8070
FAX 03-3817-8075