

NEW



沐浴人形 II ケン・リカ

表情が豊かになってリニューアル 多目的な用途で利用できる万能型新生児モデル



型番	コード No.
MW87	11491-000 ケン(男児)
MW88	11492-000 リカ(女児)

FEATURES

- | 01 新生児の首のすわり具合が確認できます
- | 02 ボディは一体構造型、内部は防水で、やわらかい耳介は沐浴演習に適しています
- | 03 大泉門 / 小泉門の形状が正確に表現され、臍帯は取り外し可能です

SKILLS

- ・新生児の沐浴指導/演習
- ・フィジカルアセスメント
- ・全身観察
- ・臍帯の消毒
- ・大泉門/小泉門の触診
- ・首のすわりの確認

KEY FEATURES

口は乳頭や哺乳瓶をくわえられる形状になりました



CASES/PATHOLOGIES/ORGANS

大泉門
小泉門
臍帯

DESCRIPTIONS

仕様

本体：男女新生児モデル
大きさ：身長約50cm
頭 囲：約34cm

重量：約3.6kg
材質：軟質特殊樹脂

構成

1 モデル本体 (男女いずれか)
1 臍帯

関連製品

M58 バイタルサインベビー II
MW32 NCPR モデル



KYOTO KAGAKU

✉ rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp



京都本社・工場
西日本のお客様

〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町 15 番地
☎ 075-605-2510 📠 075-605-2519



東京支店
東日本のお客様

〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目 26 番 6 号 NREG 本郷三丁目ビル 2 階
☎ 03-3817-8071 📠 03-3817-8075

製品サイト
全ての製品がご
覧いただけます

