





Simulador de Alimentación por Sonda (NG, OG y GEP)

Simulador de manejo de tubo gástrico para dominar la teoría y práctica

Se puede utilizar como una herramienta educativa efectiva para los cuidadores y profesionales de salud. El simulador tiene tres vías y es compatible con líquidos reales.



El simulador se puede colocar en la posición de Fowler.



CARACTERÍSTICAS

- 1 Inserción de tubo de alimentación y confirmación de la colocación del tubo (NG/OG)
- 2 Estructura transparente que permite una observación directa del progreso y colocación del tubo
- 3 Panel de sección vertical y mapa anatómico torácico para el entendimiento teórico
- 4 Cuello flexible para aprender el posicionamiento apropiado del cuello/ cabeza

TECNICAS

- Inserción nasogástrica/ orogástrica, manejo y confirmación de colocación del tubo
- Manejo del tubo de GEP
- Entendimiento fisiológico
- Aspiración gástrica

CARACTERÍSTICAS CLAVE



El panel anatómico de las vías de alimentación, se incluye en el set para facilitar el entendimiento anatómico, y la demostración de la anatomía torácica. El panel también se vende aparte con el código MW5.



Inserción del Tubo de Alimentación

Inserción del tubo nasogástrico y oral



Administración a través de tres vías

El líquido real puede ser administrado a través de los tubos oral, nasal y de GEP. Las técnicas de administración de medicamentos también se pueden simular (usando agua).

DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 60x35x23cm / 25.6x13.7x9in.

CONTENIDO DEL JUEGO

- | | |
|-------------------|---|
| 1 torso masculino | 1 panel de las vías de alimentación por sonda |
| 1 base de soporte | 1 lámina torácica |
| 1 tubo de drenaje | 1 manual de instrucciones |
| 1 embudo | 1 lubricante |
| 1 vaso plástico | |

REPUESTOS

- 11384-030 1 máscara facial
- 11386-000-01 manguera de drenaje
- 11386-000-02 lámina torácica de alimentación por sonda
- 11392-070 cinta para la piel facial
- 11229-050 1 lubricante

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

Catéter nasal: 14fr