



NEW



経管栄養シミュレータ Plus

カテーテル挿入から栄養剤の注入まで、経管栄養法の手順を総合的にトレーニング
気管カニューレを留置した患者を想定したトレーニングに



型番

MW8A

コード No.

11386-200

FEATURES

- | 01 介護職員による経鼻 / 経口 / 胃ろうからの経管栄養手技研修に準拠したシミュレータです
- | 02 カテーテルを装着した患者さんへのケア実習が可能で、実際に栄養剤を注入することもできます
- | 03 気管カニューレを留置した患者を想定し、カニューレのケアも含めたトレーニングができます

SKILLS

半座位の姿勢で臨場感ある実習が可能です

- ・経鼻/経口経管栄養カテーテル挿入
- ・カテーテル到達確認
- ・胃ろうケア(胃ろう部からも気泡音を確認できます)
- ・栄養剤注入(胃の容量は約300mL)
- ・気管カニューレ留置のケア

[実習用推奨器具]

- ・経鼻栄養カテーテル 14Fr以下 (120cm 挿入長50cm)
- ・胃ろうカテーテル 20Fr ボタン型バルーンカテーテル
- ・気管切開チューブ ID 8.0mm / OD 11.0mm

CASES/PATHOLOGIES/ORGANS

口腔 / 鼻腔 / 気管支 / 食道 / 胃・胃ろう孔 / 気管切開部

KEY FEATURES

- 気管カニューレの留置をシミュレーション
- ・経管栄養管理を必要とする患者にみられる気道管理にも対応し、気管カニューレのケアをあわせてトレーニングできます



DESCRIPTIONS

仕様

本体：成人胴体部モデル
大きさ：約W65×D37×H23cm
重量：4.4kg

材質：軟質特殊樹脂

構成

1	モデル本体	1	トレーニングモデル用潤滑剤
1	支持台(30° 設定)	1	経管栄養ルートモデル
1	排液用ホース	1	経管栄養胸部シート
1	漏斗	1	栓
1	ディスプレイカバー	1	専用バッグ

関連製品

M85A 吸引シミュレータ QちゃんII
US-20 経鼻胃管ファントム