


点滴静注シミュレータ Vライン

刺入部位の確認から薬剤投与まで
末梢静脈路確保手技を総合的にトレーニング



型番
MW9

コード No.
11388-999

FEATURES

- | 01 末梢静脈路確保の基本となる一連の手技をトレーニングできます
- | 02 前腕と手背の2か所でトレーニングができます

SKILLS

- ・前腕正中皮静脈
- ・手背静脈(背側中手静脈)からの点滴静脈注射
- ・採血/静脈注射

[実習用推奨器具]

- ・静脈留置針 23G ・翼状針 23G

フィルムドレッシングの貼付ができる素材を採用しています



DESCRIPTIONS

仕様

本体：成人腕モデル
大きさ：約W52×D10×H10 cm(本体)
重量：0.9kg

材質：軟質特殊樹脂

構成

1	腕モデル本体	1	輸液セット/輸液袋
2	手背静脈部注射/パッド	1	ディスポカップ
2	前腕正中皮静脈部注射/パッド	1	シリンジ(ロック式) 50mL
1	模擬血液用ボトル設置台	10	着色用綿棒(赤)
1	模擬血液用ボトル	1	専用バッグ

関連製品

MW49 採血・静注シミュレーションシンジューⅢ
MW50 装着式採血静注キットSASUKE