

NEW

胸部ファントム N-1用 肺炎キット



※縦隔と肺血管は含まれません。



型番
PH-1

コード No.
41337-080

FEATURES

- | 01 実際の肺炎に近い画像を再現するための胸部ファントム用肺炎アタッチメントです
- | 02 N-1 ラングマン等、胸部ファントムにとりつけてご使用ください

APPLICATIONS/PARAMETERS

- CT検査
- 単純X線撮影
- 撮影条件の検討
- 画像読影

DESCRIPTIONS

仕様

重量：約100 g
材質：ウレタン系樹脂（比重 約0.92）

構成

1 肺炎治療用アタッチメント

注：心臓および横隔膜(台)は付属しません

関連製品

PH-1 胸部ファントムN-1 ラングマン

NEW

胸部ファントム N-1用 乳房プレート

女性の胸部レントゲンの撮影条件の検討に



型番
PH-1

コード No.
41337-090

FEATURES

- | 01 胸部ファントム N-1“ラングマン”に装着できるプレートです
- | 02 女性の胸部レントゲン撮影における乳房の吸収、乳頭の画質に与える影響を再現できます

APPLICATIONS/PARAMETERS

- 単純X線撮影
- 撮影条件の検討
- 画像読影

DESCRIPTIONS

仕様

大きさ：W47×D11×H55cm
重量：約5.2kg
材質：ウレタン系樹脂（比重1.06）

構成

1 乳房プレート

注：胸部ファントムN-1ラングマン（オレンジ色のボディ）は付属しません

関連製品

PH-1 胸部ファントムN-1 ラングマン