


PH-75A

DECT評価用ファントム TR-J型

取扱説明書


目 次

- ご使用の前に
 - セット内容の確認とご注意・・・・・・・・・・ P.1
 - ファントムの仕様・・・・・・・・・・ P.2-P.3



セット内容

ご使用の前に、構成品が全て揃っているかご確認ください。



- | | | | |
|----------------------|----|--------------|-----|
| a ファントム本体（トラック型） | 1点 | g 軟組織（肝臓）ロッド | 1点 |
| b ファントム本体（円柱型） | 1点 | h 水測定用ロッド | 1点 |
| c 線量計孔用充填棒 | 9点 | i ロッドホルダー | 1点 |
| d 測定孔用充填ロッド | 8点 | j 試料瓶ホルダー | 8点 |
| e ヨードロッド | 3点 | k 試料瓶 | 20点 |
| ※濃度3種類（4,8,12mgI/mℓ） | | | |
| f チタンロッド | 1点 | l 取扱説明書（本書） | |

⚠ 注意

● 取り扱いにご注意ください。

特殊樹脂を使用していますので、落下や強い衝撃を与えたり溶剤が付着したりすると、破損や劣化を生じさせる場合があります。

● 水又は中性洗剤で拭き取ってください。

ファントムの汚れは水又は中性洗剤で拭き取ってください。シンナーなどの有機溶剤は、絶対に使用しないでください。

● 高温多湿を避けて保管してください。

使用後は、高温多湿や直射日光のあたる場所での保管は避けてください。変形や故障の原因となります。


● サインペンなどで書き込まないでください。

サインペンなどでファントムに書き込むと、インクが消えなくなります。

ファントムの仕様


ファントム本体

主成分：線質依存性水等価材（WEM）：ウレタン樹脂




仕様図

外寸：W300×D200×H180 mm





ファントムの仕様

各測定用ロッド



参考資料

※値は測定例であり、規定値として保証するものではありません。



MEMO

