

NEW



収納付き





固定具付



消耗品他

ベーシック放射線ファントム X CUBEFAN

X線の画像特性を学ぶ初学者のためのファントム



型番

PH-78

コード No.

41944-000 30mmセット

41944-100 20mmセット



FEATURES

- | 01 X線吸収率が異なる3種類の立方体の配置をX線撮影と解析によって判別し撮影と考察のトレーニングを行います
- | 02 難易度の異なる2種類(30mm/20mm)をご用意しています
- | 03 ケースは透明と黒の2種類が付属しています

APPLICATIONS/PARAMETERS

一般撮影後の読影

最小限の撮影回数で、全キューブの配置を推理
推理しにくい組合せの考察

CASES/PATHOLOGIES/ORGANS

キューブ: CT値 0, 500, 1000

30mmセット 各5個

20mmセット 各10個

DESCRIPTIONS

仕様

大きさ: 収納ボックス 6.9x6.9x6.9cm

材質:

[キューブ]ポリウレタン樹脂・エポキシ樹脂

[ケース]アクリル樹脂

構成

【30mmタイプ】

15 キューブ(濃度3種 各5個)

1 X CUBEFAN用ケース(黒)

1 X CUBEFAN用ケース(透明)

【20mmタイプ】

30 キューブ(濃度3種 各10個)

1 X CUBEFAN用ケース(黒)

1 X CUBEFAN用ケース(透明)

関連製品

US-24 ブラックキューブ

監修・指導: 駒澤大学 医療健康科学部 准教授 近藤 啓介