

単純X線撮影
ポジショニングファントム
PBU-POSE

型番 | コード No
PH-79 | 41945-000

モデル本体	1体
頭部固定台	1台
組立用工具	1式
寝衣	1式
撮影データ	1式
取扱説明書	

本体	成人全身モデル
大きさ	約 165cm
	胸 囲：約 85cm(体厚：約 20cm)
	胴 囲：約 75cm(体厚：約 19cm)
	重 量：約 18kg
	分解数：10
材質	軟組織部/発泡ウレタン樹脂 (比重約 0.2)
	骨 格/ウレタン樹脂 (比重 1.31)
	頭 骨/ウレタン樹脂 (比重 1.12)




単純X線撮影

ポジショニングファントム PBU-POSE

①ランドマークの触知、②関節の可動、③軽量 というポジショニング学習に必要な特徴を備えています。
ぜひファントムとコミュニケーションしながら、繰り返しトレーニングして下さい。

森ノ宮医療大学保健医療学部診療放射線学 学科長・教授 小縣 裕二



関連製品


ベーシック放射線ファントム XCUBEFAN

監修・指導：駒澤大学 医療健康科学部 准教授 近藤 啓介

型番 | コード No
PH-78 | 41944-000 30mm セット
41944-100 20mm セット

材質 | 内容物/ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂、CT値3種
ケース/アクリル樹脂

タイプ	[30mm セット]	[20mm セット]
	濃度3種 × 各5個	濃度3種 × 各10個
	XCUBE FAN 用ケース (黒) 1式	XCUBE FAN 用ケース (黒) 1式
	XCUBE FAN 用ケース (透明) 1式	XCUBE FAN 用ケース (透明) 1式



● 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
● このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2024.06


取扱店

製造元

KYOTO KAGAKU URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>
e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北裏小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075



大幅な軽量化により、**ポジショニングに特化したファントム**。
患者さんとのコミュニケーションや接遇を学修することができます。


特長

- ポジショニングに特化し、大幅に軽量化しました(約 18kg)
- ポジショニングに必要な体表指標(ランドマーク)を網羅しています
- 各関節は人体同様の可動域を有し、撮影箇所に応じたポジショニングができます
※撮影の妨げとなる金属部品は使用していません
- 患者さんの羞恥心や負担に配慮したトレーニングができます
- 実際より低い線量で撮影でき、被ばくや装置の負荷を軽減できます



体表指標

ランドマーク



骨格 内臓

- 頭骨 頸部椎骨 椎骨 鎖骨 肩甲骨 肋骨 胸骨 寛骨 上腕骨
 前腕骨 中手骨 指骨 大腿骨 膝蓋骨 下腿骨 足根骨 中足骨 趾骨
 肺 (肺血管なし) 心臓 腎臓

※可動人体ファントムならではの弱点で、肩関節、肘関節、膝関節、股関節部は関節部品で構成され、関節の形状が正確に再現されていないか、人体にはない関節を支える部分が存在しています。