




NEW



日常点検用CTファントム アクアスラブ

X線CT装置の日常点検が 水と同様に実施できる画期的なファントム



型番

PH-80

コード No.

41948-000 固定板無

41948-100 固定具付

FEATURES

- | 01 線質依存性が水と同等の水等価材 (Aqua Slab) を使用
- | 02 アクリルファントムと比較して、割れる心配がありません
- | 03 水を使用する場合と比較して準備や片付けの時間を節約でき、水がこぼれて機器を損傷するリスクもありません

APPLICATIONS/PARAMETERS

CT装置の日常点検用(精度管理)

CASES/PATHOLOGIES/ORGANS

DESCRIPTIONS

仕様

大きさ: 41948-000: W20 x D20 x H20 cm

41948-100: W20 x D20 x H21.5 cm

重量: 41948-000: 6.4kg

41948-100: 6.5kg

構成

[41948-000]

1 本体

[41948-100]

1 本体(取付用アクリル板付)

1 固定具

関連製品

PH-75 DECT評価用ファントム

線質依存性水等価材(AquaSlab) 共同研究:
金沢大学医薬保健研究域 保健学系 市川 勝弘

X線CT装置の日常点検が水と同様に可能です

