

PH-17 | 41317-000

Fantoma de Cuerpo de Agua WAC

Rayos X



Evaluación de imágenes de Rayox X



¡Conozca más!



CARACTERÍSTICAS

El fantoma de cuerpo de agua representa el pecho y abdomen humanos para servir como absorbente y dispersor de radiación.

DESCRIPCIONES

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 fantoma de cuerpo
- 1 caja de almacenamiento

ESPECIFICACIONES

Tamaño de fantoma: L30 x
A20 x A45 cm L11.8 x A7.9 x
A17.7 plgds.


PH-14 | 41430-000-

Fantoma Acrílico XAC

Rayos X



Fantomas de placa para la medición de absorción y dispersión de radiación



¡Conozca más!



Variaciones

XAC-01	41430-000	30 x 30 x 0.1 cm/11.8 x 11.8 x 0.04 plgds.
XAC-02	41431-000	30 x 30 x 0.2 cm/11.8 x 11.8 x 0.08 plgds.
XAC-03	41432-000	30 x 30 x 0.3 cm/11.8 x 11.8 x 0.12 plgds.
XAC-04	41433-000	30 x 30 x 0.4 cm/11.8 x 11.8 x 0.16 plgds.
XAC-05	41434-000	30 x 30 x 0.5 cm/11.8 x 11.8 x 0.2 plgds.
XAC-08	41435-000	30 x 30 x 0.8 cm/11.8 x 11.8 x 0.3 plgds.
XAC-1	41436-000	30 x 30 x 1 cm/11.8 x 11.8 x 0.4 plgds.
XAC-2	41437-000	30 x 30 x 2 cm/11.8 x 11.8 x 0.8 plgds.
XAC-3	41438-000	30 x 30 x 3 cm/11.8 x 11.8 x 1.2 plgds.
XAC-4	41439-000	30 x 30 x 4 cm/11.8 x 11.8 x 1.6 plgds.
XAC-5	41440-000	30 x 30 x 5 cm/11.8 x 11.8 x 2.0 plgds.
XAC-8	41441-000	30 x 30 x 8 cm/11.8 x 11.8 x 3.1 plgds.
XAC-10	41442-000	30 x 30 x 10 cm/11.8 x 11.8 x 3.9 plgds.


PH-16 | 41318-000-

Fantoma de Detalles de Resolución de Contraste

Rayos X



Evaluación de imágenes de Rayox X



¡Conozca más!



CARACTERÍSTICAS

Cuatro tipos de fantomas con diferentes tipos de tamaño y objetivo

- Agujero 15: 41318-000
- Agujero 10: 41318-010
- Barra 15: 41319-000
- Barra 10: 41319-010

DESCRIPCIONES

Tamaño

- Agujero 15: 15 x 15 agujeros de profundidad entre 1.0 a 8.0 mm (0.4 a 3.1 plgds.)
- Barra 15: 15 x 15 barras de alto entre 1.0 a 8.0 mm (0.4 a 3.1 plgds.)
- Agujero 10: 10 x 10 agujeros de profundidad entre 1.0 a 5.5 mm (0.4 a 2.2 plgds.)
- Barra 10: 10 x 10 barras de alto entre 1.0 a 5.5 mm (0.4 a 2.2 plgds.)

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 fantoma gráfico
- caja de almacenamiento