

PH-53 | 41918-000

Fantoma de Cerebro IB-20 avanzado



¡Conozca más!



APLICACIONES

SPECT, PET

PARAMETROS DE EVALUACION: iguales que IB-20

DESCRIPCIONES

CONTENIDO DEL JUEGO

- 2 cajas de dispersión por hueso
adulto masculino: equivalente a UH750
- adulto mayor femenino: equivalente a UH530
- 1 fantoma de cuerpo estriado de cerebro
- 1 destornillador

- 1 cinta de velcro
- 1 gelatina de petróleo
- 1 caja de almacenamiento manual

ESPECIFICACIONES

Tamaño de fantoma:
L21 x A15 x A8 cm
L8.2 x A5.9 x A3.1 plgds.

MATERIALS

Cuerpo estriado de cerebro: resina epoxi
Contenedor de estriado de cerebro: resina uretano
Ventrículo cerebral: resina uretano
Cubierta de fantoma de estriado: resina acrílica
Cajas de dispersión por hueso: resina epoxi

PH-27 | 41530-000

Fantoma de Cerebro IB-10



¡Conozca más!



APLICACIONES

SPECT, PET

PARAMETROS DE EVALUACION

- Evaluación de homogeneidad
- Calibración cruzada
- Tasa de absorción de rayo gamma del cráneo
- Detectividad de materia gris y materia blanca
- Resolución espacial de imágenes negativas (solo IB-10)
- Concentración radioactiva y linealidad de valor de SPECT (solo IB-10)

DESCRIPCIONES

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 unidad de cerebro
- 1 unidad de contenedor de cráneo
- 1 fantoma J-Jack
- 1 fantoma seccional

MATERIALES

Resina acrílica/ resina uretano

ESPECIFICACIONES

Tamaño de fantoma:
L21 x A15 x A8 cm / L8.2 x A5.9 x A3.1 plgds.