

PH-40/ 41/ 42

## Serie de Fantomas Resistentes


Dosimetría

Un fantoma estable, de alta calidad y libre de roturas para radioterapia

PH-40

## Fantoma de Agua Resistente WD

## Fantomas de sustituto de tejido humano con propiedades físicas equivalentes al agua



¡Conozca más!



## VARIACIONES

WD-3002	300 x 300 x 2 mm / 12 x 12 x 0.08 plgds.
WD-3003	300 x 300 x 3 mm / 12 x 12 x 0.12 plgds.
WD-3005	300 x 300 x 5 mm / 12 x 12 x 0.2 plgds.
WD-3010	300 x 300 x 10 mm / 12 x 12 x 0.4 plgds.
WD-3015	300 x 300 x 15 mm / 12 x 12 x 0.6 plgds.
WD-3020	300 x 300 x 20 mm / 12 x 12 x 0.8 plgds.
WD-3025	300 x 300 x 25 mm / 12 x 12 x 1.0 plgds.
WD-3030	300 x 300 x 30 mm / 12 x 12 x 1.2 plgds.
WD-3040	300 x 300 x 40 mm / 12 x 12 x 1.6 plgds.
WD-3050	300 x 300 x 50 mm / 12 x 12 x 2.0 plgds.
WD-4002	400 x 400 x 2 mm / 16 x 16 x 0.08 plgds.


WD-4003	400 x 400 x 3 mm / 16 x 16 x 0.12 plgds.
WD-4005	400 x 400 x 5 mm / 16 x 16 x 0.2 plgds.
WD-4010	400 x 400 x 10 mm / 16 x 16 x 0.4 plgds.
WD-4015	400 x 400 x 15 mm / 16 x 16 x 0.6 plgds.
WD-4020	400 x 400 x 20 mm / 16 x 16 x 0.8 plgds.
WD-4025	400 x 400 x 25 mm / 16 x 16 x 1.0 plgds.
WD-4030	400 x 400 x 30 mm / 16 x 16 x 1.2 plgds.
WD-4040	400 x 400 x 40 mm / 16 x 16 x 1.6 plgds.
WD-4050	400 x 400 x 50 mm / 16 x 16 x 2.0 plgds.

MATERIALES  
Resina epoxi

PH-41

## Fantoma de Hueso Resistene BE-T, BE-H, BE-N WD

## Fantomas de sustituto de hueso humano para simular la estructura corporal en combinación con PH-40 y PH-42



¡Conozca más!



## VARIACIONES

BE-T-2005	Hueso compacto 200x200x5mm/ 8x8x0.2 plgds.
BE-T-2010	Hueso compacto 200x200x10mm/ 8x8x0.4 plgds.
BE-T-2020	Hueso compacto 200x200x20mm/ 8x8x0.8 plgds.
BE-H-2005	Hueso cortical 200x200x5 mm/ 8x8x0.2 plgds.
BE-H-2010	Hueso cortical 200x200x10mm/ 8x8x0.4 plgds.
BE-H-2020	Hueso cortical 200x200x20mm / 8x8x0.8 plgds.
BE-N-2005	Hueso interno 200x200x5 mm/ 8x8x0.2 plgds.
BE-N-2010	Hueso interno 200x200x10 mm/ 8x8x0.4 plgds.


BE-N-2020	Hueso interno 200x200x20mm/8x8x0.8plgds.
BE-H-3005	Hueso cortical 300x 300x 5 mm/ 12x 12x 0.2 plgds.
BE-H-3010	Hueso cortical 300x 300x 10mm/12x 12x 0.4 plgds.
BE-H-3020	Hueso cortical 300x 300x 20 mm/ 12x 12x 0.8 plgds.
BE-N-3005	Hueso interno 300 x 300 x 5 mm / 12 x 12 x 0.2 plgds.
BE-N-3010	Hueso interno 300x300x10mm/12x12x0.4plgds.
BE-N-3020	Hueso interno 300x300x20mm/12x12x0.8plgds.

MATERIAL  
Resina epoxi

PH-42

## Fantoma de Pulmón Resistente LP

## Fantomas de sustituto del pulmón humano para simular la estructura corporal en combinación con PH-40 y PH-41



¡Conozca más!




## VARIACIONES

LP-3010	300 x 300 x 10 mm / 12 x 12 x 0.4 plgds.
LP-3020	300 x 300 x 20 mm / 12 x 12 x 0.8 plgds.
LP-3030	300 x 300 x 30 mm / 12 x 12 x 1.2 plgds.
LP-3050	300 x 300 x 50 mm / 12 x 12 x 2.0 plgds.

MATERIAL  
Resina fenólica

## Cavidades para dosimetría

Los fantomas de serie resistente pueden ser pedidos con cavidades y tapones. Especifique el fabricante y modelo de su dosímetro. Compártanos dibujos dimensionales de los dosímetros que está usando para estimar el costo.



Especifique el tipo de diseño

1. Tipo sándwich (para tipo lápiz)
2. Tipo orificio cilíndrico (para tipo lápiz)
3. Tipo hundido (para tipo plano paralelo)

Especifique el fabricante y modelo de su dosímetro.