

PH-60 | 41925-000

## Fantoma de Cuerpo Completo Resistente "PBU-90 RUGGED"

TC

Rayos X

El nuevo material para fantoma está diseñado para un manejo brusco, durabilidad mejorada y menos mantenimiento



¡Conozca más!



Prueba de durabilidad

## CARACTERÍSTICAS

- | Absorción radiológica y UH similares a las del cuerpo humano.
- | Las juntas principales son similares a las articulaciones humanas.
- | El fantoma se puede desensamblar en 10 partes individuales.

## APLICACIONES

- | Rayos X
- | Posicionamiento del paciente básico
- | TC básica

PBU-90 permite escenarios de entrenamiento que incluyen el manejo brusco. Los detalles de los huesos de mano y pierna son simplificados comparados con los de PBU-50/60 para aumentar su durabilidad.

## ANATOMIA

cráneo/ columna/ clavículas/ escápulas/ costillas/ esternón/ huesos coxales/ pulmones con los vasos pulmonares/ tráquea (hasta los bronquios principales)/ corazón/ hígado con las venas porta y hepática/ riñones/ húmeros/ huesos antebraquiales/ huesos de mano/ fémures/ patelas/ huesos de la pierna inferior/ huesos de pie

## DESCRIPCIONES

## CONTENIDO DEL JUEGO

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1 fantoma de cuerpo completo     | 1 set de datos de muestra de rayos X (DVD) |
| 1 soporte para cabeza            | manual                                     |
| 1 destornillador de cabeza plana |  |

## ESPECIFICACIONES

- |                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Alto de fantoma: | Tamaño de empaque:                |
| 165 cm           | 85 x 60 x 44 cm x 2 cajas         |
| 65 plgds.        | 33.5 x 24 x 17.3 plgds. x 2 cajas |
| Peso de fantoma: | Peso de empaque:                  |
| 50 kg / 110 lb   | 80 kg / 176 lb                    |

## MATERIALES:

- Tejido blando: resina de base uretano (densidad: 1.06)  
 Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)  
 Cráneo: resina epoxi (densidad: 1.11)  
 \*El fantoma no tiene partes metálicas o estructura líquida.

## PARTES OPCIONALES

- |              |  |
|--------------|--|
| 41363-070    | cajas de almacenamiento (consisten de 2 cajas) |
| 41350-200-16 | placas corporales para PH-2/2B (IMC 32)        |
| 41350-200-17 | placas corporales para PH-2/2B (BMI 40)        |