

PH-61 | 41926-000-

Serie de Fantomas Seccionales

Rayos X

Los fantomas seccionales permiten la imagenología de anatomía individual según la necesidad



¡Conozca más!



FANTOMAS ANTROPOMORFICOS

CARACTERISTICAS

Tipos opaco y transparente para diversas posibilidades de entrenamiento

Opaco: versión avanzada para desempeños realistas de toma de imágenes

Transparente: Los huesos visibles facilitan el entendimiento de claves para posicionamiento

Las articulaciones de rodilla y codo movibles para un posicionamiento realista

ITEMS

| REGION | No. | NOMBRE DEL PRODUCTO | NOTA | |
|---|---|--------------------------------|---|--|
|  | 41926-000 | Cabeza (Opaco) | Su diseño para uso independiente incluye un soporte de cabeza ajustable para mostrar un posicionamiento apropiado del cráneo. | |
| | 41926-010 | Cabeza (Transparente) | | |
|  | 41926-060 | Tórax (Opaco) | Incluye el sistema esquelético de tórax con espacio mediastinal y bronquios para proveer imágenes realistas. Las escápulas rotan en el exterior de los campos pulmonares para una toma de imágenes apropiada en vista PA del tórax. | |
| | 41926-070 | Tórax (Transparente) | | |
| | 41926-080 | Pelvis (Opaco) | | Incluye las columnas lumbar/sacra, anatomía ósea de pelvis y partes proximales de fémures. |
| | 41926-140 | Codo Derecho (Opaco) | | |
|  | 41926-150 | Codo Derecho (Transparente) | El rango de flexión natural provee las vistas PA/lateral y de flexión parcial en un fantoma. | |
| | 41926-020 | Mano Derecha (Opaco) | | |
| | 41926-030 | Mano Derecha (Transparente) | | |
| | 41926-040 | Mano izquierda (Opaco) | | |
| | 41926-050 | Mano izquierda (Transparente) | | |
| |  | 41926-180 | | Rodilla Derecha (Opaco) |
| 41926-190 | | Rodilla Derecha (Transparente) | | |
| 41926-100 | | Pie Derecho (Opaco) | | |
| 41926-110 | | Pie Derecho (Transparente) | | |
| 41926-120 | | Pie Izquierdo (Opaco) | | |
| 41926-130 | | Pie Izquierdo (Transparente) | | |

DESCRIPCIONES

CONTENIDO DEL JUEGO

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 1 | fantoma | *Accesorio del fantoma de cabeza: |
| 1 | set de datos de muestra de rayos X (DVD) | soporte para cabeza ajustable |
| 1 | manual | |

MATERIALES:

Tejido blando: resina de base uretano

Hueso sintético: resina epoxi (densidad: 1.31)

Cráneo: resina epoxi (densidad: 1.11)

*El fantoma no tiene partes metálicas o estructura líquida.