

PH-9 | 41334-000


Fantoma de TC Multicorte MHT

Dosimetría

TC

Caja

El fantoma se puede utilizar para funciones de evaluación de TC como resolución en contrastes alto y bajo, dirección de alimentación e IDTC



CARACTERÍSTICAS

- | La preparación fácil /sin agua permite la sesión de evaluación libre de líquido.
- | El fantoma está diseñado para la evaluación de escaneo de volumen.

APLICACIONES

- | TC

PARAMETROS DE EVALUACION

- | IDTC
- | Resolución de contraste
- | Perfil de sensibilidad
- | Evaluación de relación de contraste a ruido (RCR)
- | Evaluación de espesor efectivo de corte
- | Evaluación de PSC

DESCRIPCIONES

CONTENIDO DEL JUEGO	1 fantoma de contraste bajo	1 fantoma de micro disco
	1 fantoma de contraste alto	1 portador de ajuste de ángulo
	1 absorbente elíptico	manual
	1 fantoma de contraste bajo con IDTC	

MATERIALES

Resina acrílica, poliuretano

PARTES OPCIONALES

41334-110 portador de fantoma deslizante