

睾丸超音波診断ファントム

型番 | コードNo
US-11 | 41911-000

監修・指導: Charlotte Henningsen, MS, RT(R), RDMS, RVT, FSDMS, FAIUM
 Chair & Professor - Sonography Department
 Adventist University of Health Sciences

睾丸の超音波走査をトレーニング

特長

- 臨床に近似した画像を描出します。
- 検査用ユニットは正常、腫瘍の2種類があり、交換が可能です。
- ファントム部は洗浄が可能で、後片付けが容易です。


仕様

本体: 成人男性腹部モデル
 大きさ: W34 x D33 x H24cm
 重量: 3.6kg
 材質: 軟質特殊樹脂

構成

腰部モデル本体 1台
 正常ユニット 1式
 腫瘍ユニット 1式
 タルカムパウダー 1点
 収納ケース 1点
 取扱説明書

【実習用推奨器具】 コンベックスプローブ




実習項目




- ・睾丸の超音波走査のトレーニング



正常ユニット




腫瘍ユニット



正常ユニット

41911-010

陰囊 睾丸 精巣上部 陰茎



腫瘍ユニット

41911-020

陰囊 睾丸 精巣上部 陰茎 精巣腫瘍(左右1個ずつ、直径10mm)