

肺ファントム

付け替え簡単なキューブで正常～重度肺炎まで
重症度に応じた4つの病態を再現




実習項目

- ・超音波装置による肺の状態の確認と臨床判断


特長

- 4種のキューブで肺エコーを実施し
特に誤嚥性肺炎の診断・評価から
経過観察までの判断トレーニングができます。
- 触知できる肋骨や肋間を再現しており
体表指標を基にしたプローブの的確な
ポジショニングとエコー画像描出を学べます。
- キューブを入れ替えることで
教育の評価にも活用できます。




肺炎+胸水キューブ 断面イメージ


重症度が高い ▶▶▶



A-lines (正常)



B-lines (少ない)




B-lines (多い)



肺炎+胸水

SimSimWEB

エコーに一步踏み出すために
ポケットエコーでつながる看護ケア



記事はこちらから



肺ファントム

型番	コード No	
	41946-000	基本セット
US-19	41946-100	フルセット
	41946-110	追加キューブセット



ボディ	1 体	本 体	成人胸部モデル
キューブ 4 種	1 式	大 き さ	W32×D25×H12.5cm (ボディ) W11.5×D15×H11cm (キューブ)
右: A-lines、肺炎・胸水		重 量	1.9 kg (ボディ) 0.9kg (A-lines B-lines2 種) 1.4kg (胸水 + 肺炎)
左: B-lines少ない、B-lines多い		材 質	軟質特殊樹脂 硬質特殊樹脂
タルカムパウダー	1 点		
書籍『みるミルできるポケットエコー2』	1 冊		
収納ケース	1 点		
取扱説明書			


※コンベックスプローブ対応
※エコー装置は含まれません

監修: 弘前大学医学研究科 総合地域医療推進学講座 講師 小林 只

関連製品



尿量の異なる4種のキューブを搭載
脱水～尿閉の判断のトレーニングに
膀胱内尿量測定ファントム
US-16 41932-000



エコーによる経鼻胃管カテーテルの
位置確認をトレーニング
経鼻胃管ファントム
US-20 41947-000



平面から立体へ、エコーを楽しく学ぼう！
超音波画像診断をこれから学ぶ人へのファントム
ブラックキューブ
US-24 41955-000 基本セット
US-24 41955-100 フルセット



お持ちのスマホやタブレットに
接続して使える教育用エコー装置
教育用エコー装置 fST9700/fST9800
LE-3 12800-200 (コンベックス)
LE-4 12800-300 (リニア)



リニア/コンベックスの
W ヘッドのワイヤレスハンディエコー
ソノアルファワイヤレスエコーダブルヘッド型
TS-1 12818-000 (ダブルヘッド型)

- 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
- このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

取扱店

製造元



<https://www.kyotokagaku.com/jp/> e-mail rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp

京都本社・工場
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号
NREG本郷三丁目ビル2階
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075