

US-11

Fantoma Escrotal para Ultrasonido

Domine las técnicas para el examen seguro y sin dolor
Entrenamiento en mano para diagnosticar las anomalías escrotales con precisión.

Supervisión del Producto


Charlotte Henningsen, MS, RT(R), RDMS, RVT,
FSDMS, FAIUM Jefa y Profesora –Departamento de
Sonografía,
Universidad Adventista de Ciencias de Salud

CARACTERÍSTICAS

- 1 | Dos tipos de escroto intercambiables: normal y patológico
- 2 | Excelente calidad de las imágenes de ultrasonido

TECNICAS



- | Posicionamiento del paciente y preparación para el examen
- | Examen de ultrasonido escrotal
- | Visualización del cáncer de testículo



CARACTERÍSTICAS CLAVE




Fantoma normal

- escroto, testículos, epidídimos y pene



Fantoma patológico

- escroto, testículos, epidídimos y pene
-cáncer de testículo (uno por cada testículo izquierdo y derecho, 10mm de diámetro)



DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 34x33x24cm / 13.4x13x9.4plgds. Peso: 3.6kg / 7.9lbs

MATERIALES

- 1 cuerpo pélvico
- 1 escroto normal
- 1 escroto patológico
- 1 caja de almacenamiento
- 1 manual de instrucción

REPUESTOS

- 41911-010 1 unidad de escroto normal
- 41911-020 1 unidad de escroto patológico

* El aparato de ultrasonido no está incluido.