

US-14a




# Fantoma para Ecografía de Cabeza Neonatal (Tipo Normal)

## El primer fantoma de cabeza neonatal para ecografía del mundo con anatomías clave

### Supervisión del Producto

Charlotte Henningsen,  
MS, RT(R), RDMS, RVT, FSDMS, FAIUM  
Chair & Professor - Sonography Department  
Adventist University of Health Sciences



### CARACTERISTICAS

El ultrasonido craneal o de cabeza es una de las técnicas de escaneo más difíciles, y los practicantes tienen pocas oportunidades de entrenar. Este modelo de cabeza representa la anatomía cerebral neonatal, y provee una experiencia realista al usuario.

### TECNICAS

Escaneo de anatomía cerebral en planos sagital (ángulo parasagital), coronal y transversal vía cualquier fontanela  
| Palpación de las fontanelas anterior, posterior y mastoidea

### ANATOMIA

cráneo	cerebro	tercer ventrículo
fontanela anterior	cerebelo	cuarto ventrículo
fontanela posterior	tronco encefálico	septum lucidum
fontanela mastoidea	ventrículo lateral	

### DESCRIPTIONS

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: A13 x P13 x A17 cm  
A5.1 x P5.1 x A6.7 plgds

Peso: 1.5kg / 3.3lbs

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 fantoma de ultrasonido
- 1 almohada
- 1 talco en polvo
- 1 caja de almacenamiento
- 1 manual de instrucciones

#### MATERIALES

Elastómero de poliuretano  
Libre de látex

\* El aparato de ultrasonido no está incluido

US-14b



# Fantoma para Ecografía de Cabeza Neonatal (Tipo Anormal)

## El primer fantoma de ultrasonido de cabeza neonatal con hidrocefalia

### Supervisión del Producto

Charlotte Henningsen,  
MS, RT(R), RDMS, RVT, FSDMS, FAIUM  
Chair & Professor - Sonography Department  
Adventist University of Health Sciences



### CARACTERISTICAS

El fantoma de cabeza está diseñado para demostrar la hidrocefalia. La forma del cráneo está alterada debido a la presión intracraneal.

### TECNICAS

Escaneo de anatomía cerebral en planos sagital (ángulo parasagital), coronal y transversal vía cualquier fontanela  
| Palpación de fontanelas

### ANATOMIA

cráneo
fontanela anterior
fontanela posterior
ventrículo lateral hipertrofiado

### DESCRIPCION

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: A13 x P14 x A20 cm  
A5.1 x P5.5 x A7.9 plgds

Peso: 1.5kg / 3.3lbs

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 fantoma de ultrasonido
- 1 almohada
- 1 talco en polvo
- 1 caja de almacenamiento
- 1 manual de instrucciones

#### MATERIALES

Elastómero de poliuretano  
Libre de látex

\* El aparato de ultrasonido no está incluido