


US-16

NEW

Fantoma para Evaluación de Volumen de Orina Intravesical

Los aparatos de ultrasonido portables están ganando popularidad y empiezan a ser empleados en los cuidados diarios. Este método es preferible ya que la cateterización urinaria repetida podría causar una infección urinaria en algunos pacientes.



CARACTERISTICAS

- 1 | 4 variedades de insertos intercambiables representan diferentes escenarios del paciente.

TECNICAS

- Manejo y manipulación del transductor en el ultrasonido de vejiga
Escanear la vejiga para medir el volumen de orina intravesical y los hallazgos.

CARACTERISTICAS CLAVE



Volumen urinario 50mL



Volumen urinario 150mL



Volumen urinario 300mL



Retención urinaria + catéter con globo

DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 30 x 26 x 18 cm
12 x 10 x 7 plgds.

Fantoma: 1.5kg / 3.3lbs
Cuerpo: 3.2kg / 7.1lbs

MATERIALES

Libre de látex

APARATOS RECOMENDADOS

-

CONTENIDOS DEL JUEGO

- 1 maniquí del torso inferior
- 4 bloques de ultrasonido
- 1 caja de almacenamiento
- 1 manual de instrucción

REPUESTOS

-