



# Fantoma de Ecografía Abdominal "ECHOZY"

## Fantoma abdominal de ultrasonido sin patologías

Único fantoma de ultrasonido abdominal de alta fidelidad que facilita el entrenamiento efectivo compatible con aparatos de ultrasonido reales

### Supervisión del Producto

Dr. Hitoshi Asai, Director  
Osaka Kyoiku University, Health Administration Center  
Dr. Shigeru Nakamura  
Nagayoshi General Hospital, Clinical Examination Department



\*EL FULL SET incluye el modelo anatómico "ECHO-ZOU"

### CARACTERÍSTICAS



- 1 | Anatomía detallada hepatobiliar, pancreática y abdominal
- 2 | Los ocho segmentos hepáticos de Couinaud se pueden localizar

### ANATOMIA

- | Hígado (anatomía segmental, sistemas venosos portal y hepático, ligamentos teres y venoso)
- | Conducto biliar (vesícula, conducto cístico, conductos biliares intra y extrahepáticos)
- | Páncreas (conducto pancreático)
- | Bazo / riñones
- | Estructuras vasculares detalladas (aorta, vena cava, tronco celiaco y sus ramas, vena portal y sus ramas, vasos mesentéricos superiores, vasos renales, y más)

### TECNICAS

- | Bases de sonografía abdominal:
  - Cortes seccionales y anatomía sonográfica
  - Demostración sonográfica de cada órgano individual
  - Localización de los segmentos hepáticos de Couinaud



### DESCRIPCION

#### ESPECIFICACIONES

Tamaño: 29 x 19 x 31 cm/11.4 x 7 x 12.2 plgds Peso: 12kg / 26.5lbs

#### MATERIALES

Elastómero de poliuretano  
Libre de látex

\* El aparato de ultrasonido no está incluido

#### CONTENIDO DEL JUEGO

US-1 (41900-010) "ECHOZY"	US-1 (41900-000) "ECHOZY" FULL SET
1 fantoma de ultrasonido "ECHOZY"	1 fantoma de ultrasonido "ECHOZY"
1 almohada de posicionamiento	1 modelo anatómico "ECHO-ZOU"
1 talco en polvo	1 almohada de posicionamiento
1 caja de almacenamiento	1 tutorial en DVD
	1 talco en polvo
	2 caja de almacenamientos