



Fantoma para Entrenamiento Examen de Ecografía "ABDFAN"

Fantoma de ultrasonido abdominal con patologías

Unico fantoma de ultrasonido abdominal de alta fidelidad que facilita el entrenamiento efectivo compatible con aparatos de ultrasonido reales


Supervisión del Producto

Junji Machi, MD, PhD
Universidad de Hawaii en Manoa y
Centro Médico Kuakini



Lesiones simuladas en hígado, páncreas, riñón, bazo, vesícula biliar

- Quistes simulados 10 mm
- Tumores simulados 10 mm
- Hipoecóica 10 mm
- Tumores simulados con doble borde 20 mm



CARACTERÍSTICAS

- 1 Anatomía hepatobiliar, pancreática y abdominal detallada
- 2 Los ocho segmentos hepáticos de Couinaud se pueden localizar
- 3 ABDFAN tiene varias lesiones simuladas para proveer una variedad más amplia de entrenamiento

TECNICAS


- Básicas de sonografía abdominal:
- Anatomía de las secciones de corte y sonográfica
 - Demostración sonográfica de cada órgano individual
 - Localización de los segmentos hepáticos de Couinaud

Anatomía

- | Hígado (anatomía segmental, sistemas venosos portal y hepático, ligamentos teres y venoso)
- | Conducto biliar (Vesícula, conducto cístico, conductos biliares intra y extrahepáticos)
- | Páncreas (conducto pancreático)
- | Bazo / riñones
- | Estructuras vasculares detalladas (aorta, vena cava, tronco celíaco y sus ramas, vena portal y sus ramas, vasos mesentéricos superiores, vasos renales, y más)

Patologías

- | Lesiones hepáticas (císticas y sólidas)
- | Cálculos en vesícula y conducto biliar
- | Tumores pancreáticos (una vena portal invasiva)
- | Lesiones esplénicas
- | Lesiones en ambos riñones
- | Tumor suprarrenal izquierdo



DESCRIPCIONES

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 25x18x28cm / 9.8x7x11plgds. Peso: 12kg / 26.5lbs

MATERIALES

Elastómero de poliuretano
Libre de látex

CONTENIDO DEL JUEGO

US-1B (41900-030) "ABDFAN"	US-1B (41900-100) "ABDFAN" set completo
1 fantoma de ultrasonido "ABDFAN"	1 fantoma de ultrasonido "ABDFAN"
1 almohada de posicionamiento	1 modelo anatómico "ECHOZOU"
1 manual de tutorial (DVD)	1 almohada de posicionamiento
1 caja de almacenamiento	1 manual tutorial (DVD)
1 manual de instrucción	1 caja de almacenamiento
	1 manual de instrucción