




Fantoma de Ultrasonido Abdominal de Emergencia "FAST FAN"

¡Conduzca el examen "FAST" para salvar un paciente con trauma!

Supervisión del Producto

Junji Machi, MD, PhD
University of Hawaii at Manoa and Kuakini Medical Center

FAST FAN provee un entrenamiento simulado de FAST (Ecografía Abdominal Focalizada para Trauma): examen de ultrasonido dedicado a la detección de la presencia de líquido libre en pacientes con trauma



CARACTERÍSTICAS

- 1 Fantoma innovador para el entrenamiento repetitivo de FAST como un apoyo a la evaluación primaria de SVAT
- 2 Las patologías incluyen la colecistitis, aneurisma aórtica y una lesión en el colon


TECNICAS

- | Hemorragia interna en las áreas perihepática, periesplénica, pélvica y pericárdica
- | Sonografía para el paciente agudo

FAST



Abdomen Agudo



DESCRIPCION

ESPECIFICACIONES

Tamaño: A62 x P30 x A25 cm
A24.4 x P11.8 x A9.8 plgds

Peso: 30kg / 66lbs

MATERIALES

Elastómero de poliuretano
Libre de látex

INSTRUMENTOS RECOMENDADOS

-

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 fantoma de ultrasonido con base de transporte
- 1 tutorial en DVD
- 1 talco en polvo
- 1 manual de instrucciones

REPUESTOS

-

*El aparato de ultrasonido no está incluido.