



# Fantoma de Examen de Ultrasonido Fetal "SPACE FAN-ST"

## Fantoma fundamental para práctica del examen fetal en el segundo trimestre

Incluye un feto de 23 semanas con anatomía detallada relacionada con la evaluación de la edad gestacional en el segundo trimestre



**Modelo de Feto para Demostración**  
Un modelo del feto de tamaño real para demostración y entendimiento visual está incluido.

### Supervisión del Producto

Kiyoko Kabeyama RN, RM, PhD  
Profesor en Partera y Salud Femenina, Escuela de las Ciencias de Salud Humana, Escuela de Posgrado de Medicina, Universidad de Kioto  
Haruto Egawa, PhD  
Médico jefe y Director Médico, Departamento de Obstetricia, Centro Médico en Kioto de la Organización Nacional de los Hospitales



Foto de cortesía de la Universidad Adventista de Ciencias de Salud



Corazón con cuatro cámaras

VU

### CARACTERÍSTICAS

- 1 El fantoma abdominal de forma oval se puede colocar en 4 posiciones diferentes.
- 2 El feto incluye las estructuras completas del esqueleto y los órganos claves.
- 3 Incluye un DVD educativo y un modelo fetal de demostración para aprendizaje comprensivo.
- 4 Incluye un feto de 23 semanas.

### TECNICAS

- Medición fetal: DBP, DA, CA y LF
- Medición del volumen del líquido amniótico
- Determinación de la presentación fetal (cefálica o podálica)
- Evaluación de cada parte del cuerpo
  - Cabeza: cráneo y cerebro
  - Columna y extremidades
  - Cámaras cardíacas, vasos sanguíneos y pulmones
- Evaluación del cordón umbilical y posición de placenta
- Determinación del sexo (Este fantoma representa un feto masculino)

### ANATOMIA



#### Utero

- líquido amniótico
- placenta
- cordón umbilical

#### Feto

- estructura esquelética
- cerebro con septum lucidum
- ventrículos laterales y cerebelo
- corazón con 4 cámaras
- pulmones
- bazo
- vejiga

- estómago
- hígado
- riñones
- aorta
- vena umbilical
- arteria umbilical
- genitales externos



El abdomen del fantoma en forma oval se puede colocar en cuatro posiciones diferentes.

### DESCRIPCIONES

#### ESPECIFICACIONES

Dimensiones: L40 x A31 x A22 cm  
L15.7 x A12.2 x A8.7 plgds.

Peso: 7.3kg / 13 lbs

#### MATERIALES

Resina blanda, Elastómero de poliuretano  
Libre de látex

#### APARATOS RECOMENDADOS

-

#### REPUESTOS

-

#### CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 torso del cuerpo materno
- 1 fantoma de ultrasonido del útero embarazado
- 1 modelo de feto para demostración
- 1 caja de almacenamiento
- 1 manual de tutorial (DVD)

\*El aparato de ultrasonido no está incluido.

