




Fantoma de Abdomen Pediátrico para Examen FAST

Entrenamiento de ultrasonido para procedimientos de FAST Pediátricos

Este 1er fantoma del torso pediátrico de ultrasonido del mundo provee oportunidades de entrenamiento práctico del examen de ultrasonido de un paciente de 2 años de edad.

Supervisión del Producto
Shunsuke Nosaka, MD, PhD
Director of Radiología,
Centro Médico Nacional para Niños y Madres



CARACTERÍSTICAS

- 1 Estructura esquelética, líquido libre, y órganos toracoabdominales para practicar los procedimientos de examen FAST
- 2 Patologías comunes en pediatría
- 3 Adquisición de técnicas de ultrasonido abdominal pediátrico fundamentales, como las de FAST/ sonografía de abdomen agudo.

TECNICAS

- Procedimientos de FAST:**
Hemorragia interna en las áreas perihepática, periesplénica, pélvica y pericardíaca
- Sonografía para el paciente pediátrico de abdomen agudo:**
intususcepción intestinal, apendicitis y dilatación biliar

IMAGENES



Hemorragia pleural



Hidronefrosis



Apendicitis

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: L41 x A17 x A15 cm Peso: 7kg / 15.4lbs
L16.1 x A6.7 x A5.9 plgds.

CONTENIDO DEL JUEGO

- 1 fantoma de ultrasonido
- 1 caja de almacenamiento
- 1 manual de tutorial (DVD)

MATERIALES

Elastómero de poliuretano
Libre de látex

REPUESTOS

-

APARATOS RECOMENDADOS

-

* El aparato de ultrasonido no está incluido.

